

LES DISPOSITIFS MORIA POUR LA KÉRATOPLASTIE LAMELLAIRE



Blépharostat de Shapira
#18195



Marqueur
#19095
8,00 mm / 8,50 mm / 9,00 mm



Marqueurs de cornée UU
#17518X10, #17519X10,
#17520X10




Marqueur «S»
#19096



Crochet de Price
#19091



One° Crochet de Price à usage unique
#17302X5



Crochet de Hoffart
#20047



Port d'irrigation
#19092



Spatule glissière de Busin
#20006



Mini spatule glissière de Busin
#20007



One° Spatule glissière de Busin à usage unique
#17300X5



Pince de Busin 20 G
#20004



Pince de Busin 23 G
#20011



One° Pince de Busin 23 G à usage unique
#17301X1, #17301X5



Spatule à 90°
#19077/B
(ou version irrigatrice #19083/B)



One° Spatule à 90° à usage unique
#17303X5, #17303X10



Chambre artificielle avec anneau guide



Chambre artificielle One° à usage unique avec anneau guide



One° Punch cornéen avec aspiration à usage unique
#17200DXXX



Punch Deep Well Full Cut
#17214DXXX



Punch bloc de Hanna
#17169



Tubulure d'infusion
#19181



Têtes One Use Large-Cut pour chambre artificielle
#19184/XXX - 11 tailles :
XXX=110/130/150/200/250/300/350 / 400/450/500/550



Têtes CB Single-Use pour chambre artificielle
#19178/XXX - 9 tailles :
XXX=50/90/110/130/200/250/300/350

Moria



Kératoplastie

DSAEK : une procédure de choix

One Use-Plus
Automated DSAEK



One Use
DSAEK



Moria

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria Surgical Spain
C. de Pablo Iglesias, 58
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - SPAIN
Phone: +34932896270
info@moria-spain.com
www.oftaltech.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

ALCHIMIA S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 - Ponte San Nicolò (PD)
ITALY
Phone: +39 049 89.62.074
Fax: +39 049 89.62.071
info@alchimiasrl.com
www.alchimiasrl.com

Moria COMMERCIAL
(CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax: +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria Limited
Suite 1904, 19th Floor,
ST. George's Building,
No. 2 Ice House Street,
Central - HONG KONG
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com




MORIA #66060FR-D-112025

Made in
France

DSAEK

EXEMPLE D'UNE PROCÉDURE EN 7 ÉTAPES

Préparation de la cornée donneur



1 Dissection lamellaire



Le greffon donneur est positionné sur le haut du piston de la chambre artificielle réutilisable Moria (#19161-19172) ou de la chambre artificielle à usage unique (#19182). Les cornées doivent avoir un diamètre minimal de 16 mm et maximal de 19 mm pour assurer une bonne étanchéité.



La découpe de la partie antérieure est réalisée à l'aide d'un microkératome Moria associé à une tête de découpe calibrée (soit réutilisable, soit à usage unique).



Un marqueur «S» (#19096) peut être utilisé pour marquer un «S» sur le stroma du lenticule du donneur.



2 Trépanation



La lamelle postérieure du greffon est positionnée, endothélium vers le haut :

- soit sur le bloc punch de Hanna (#17169)



- soit sur le punch cornéen à usage unique (#17200) disponible en différents diamètres.



La conception de ces deux punches garantit un excellent centrage.

Préparation du patient



3 Marquage



La cornée du patient est marquée à l'aide du marqueur Moria (#19095) disponible en 3 diamètres :

Diamètres	Réutilisable	Usage unique
8,0 mm	19095/800	17518X10
8,5 mm	19095/850	17519X10
9,0 mm	19095	17520X10




4 Marquage de la membrane de Descemet




Le rhexis de la membrane de Descemet est délimité à l'aide du crochet de Price réutilisable (#19091) ou le crochet de Price à usage unique (#17302).

Le port d'irrigation (#19092) est inséré dans la chambre antérieure pour assurer une irrigation continue durant le pelage et l'ablation de la membrane de Descemet.



Insertion et positionnement du lenticule du donneur



5 Ablation de la membrane de Descemet



La membrane de Descemet, une fois délimitée, est retirée à l'aide d'une des spatules Moria suivantes :


- spatule irrigatrice à 90° réutilisable (#19083/B)



- spatule non irrigatrice à 90° réutilisable (#19077/B)




- spatule non irrigatrice à 90° à usage unique (#17303)



Le lenticule du donneur est positionné dans la spatule glissière de Busin réutilisable (#20006 & #20007 pour sa version «mini») ou à usage unique (#17300X5), l'endothélium étant dirigé vers le haut.



La pince de Busin 20 G (#20004) ou 23 G soit réutilisable (#20011) soit à usage unique (#17301) est insérée dans la spatule glissière pour attraper le lenticule du donneur. Ce lenticule est alors tiré vers le tunnel de la spatule glissière. Celle-ci peut ensuite être retournée et le greffon positionné dans la chambre antérieure, dans laquelle il se déploie naturellement.



7 Adhérence du greffon donneur

Une fois le tissu donneur correctement centré, une bulle d'air est injectée afin de le faire adhérer à la cornée du patient.

Photos a, e, f : illustrations du Dr Francis W. Price (Indianapolis, IN) Photo d : illustration du Dr Mark S. Gorovoy (Fort Myers, FL) Photos b, g, h : illustrations du Pr Massimo Busin (Forlì, Italie) Photo i : illustration du Dr John D. Goosey (Houston, TX)

• Ce document regroupe des dispositifs de classe I, Is et Ila
 • Organisme notifié CE0459 (LNE/G-MED) sauf pour les dispositifs médicaux de classe I
 • Lire attentivement les notices d'utilisation correspondantes
 • Les dispositifs médicaux mentionnés ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie