

EN COMPOSITES SQUEEZE FORCEPS Instructions for Cleaning, Sterilization and Maintenance of Moria Composites Squeeze Forceps 23, 25 G

GENERAL COMMENTS

The Composites instrument line has been designed for optimal operation, provided that the recommendations listed in these instructions are followed carefully. The most recent version of this document is available on the Moria website: <http://www.moria-surgical.com>.

It is the responsibility of the processor to ensure that the processing is performed using proper equipment, materials, and personnel to achieve the desired result. Validation and routine monitoring of the process are required. Any deviations from these instructions by the processor should be validated prior to use for effectiveness and potential adverse consequences.

DESCRIPTION AND INTENDED USE

Moria Composites instruments are reusable handheld devices for performing ophthalmic surgical procedures. The active elements of the forceps are surgical stainless steel and are attached to handles made from a composite polymer. The use of these instruments is apparent to qualified personnel.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

⚠ Moria shall not be liable for any direct or indirect injury experienced by the user or his patients in the event of inappropriate use, care, or maintenance of the instruments.

⚠ Moria disclaims all liability in the event of an accident resulting from repair or modification of the instruments by persons not authorized by Moria.

⚠ The instruments should be used only by physicians and well-trained personnel.

⚠ **Caution USA only: Federal law restricts the use of these devices to physicians or licensed practitioners.**

⚠ Ensure that the selected instrument is appropriate for the intended medical procedure, is in working order, and that it will not interfere with other medical devices used during the procedure.

⚠ If any instrument is received in defective condition, notify Moria. Never use damaged or defective instruments.

⚠ Instruments are delivered non-sterile and must be cleaned and sterilized before use.

⚠ The instruments are supplied with rigid protectors. ⚠ Instruments should be immediately cleaned and sterilized after each use.

⚠ Incompatibilities: Do not use bleach.

⚠ For effective sterilization, check that the instruments are entirely clean and free of any residue.

⚠ After sterilization, and prior to each use, inspect instruments under a microscope (minimum 20 times magnification) for changes in physical characteristics that may affect their safe use, effectiveness, or performance. Misaligned forceps tips, bent instruments, dull instruments, and degradation, damage, or loosening of composite material handles indicate that an instrument is at the end of its product life.

In particular:

- Discard forceps with misaligned tips.
- Discard instruments that no longer have the requisite sharpness for satisfactory performance.
- Discard instruments in which the metal parts are separated or loose from the composite material handles.
- Discard instruments with degraded or damaged handles.
- Discard instruments with evidence of oxidation. The above list is not all-inclusive. Sound professional judgment must always be used in determining whether an instrument is in appropriate condition for use.
- ⚠ In case of doubt, consult the Moria website, the Moria catalogue, or your Moria representative to obtain further information.

Cleaning (see addendum 65100 on Moria website for pictures and material used)

A. LA TO DO IN POINT OF USE

- a. Right after use, place the protector on the instrument to protect the tip.
- b. Post procedure without delay (with the tip protector on the instrument); immerse the instrument in water*.

B. TO DO IN CLEANING SPACE

1. TAP WATER RINSING

- a. Rinse instrument (with its tip protector) with warm tap (or demineralized) water (30°C – 40°C / 85°F – 105°F) for 30 seconds minimum, rotating it to expose all surfaces and cavities to flowing water.

2. MANUAL CLEANING

- a. Immerse the instrument (with its tip protector) in warm neutral pH cleaning solution* (30°C –

- a. 40°C / 85°F – 105°F) to moisten and loosen soil.
- b. Remove the protector and scrub all surfaces of instrument (without tip protector) with the cleaning solution using a soft cleaning brush, without damaging the tip, until all visible soil has been removed.
- c. Visually inspect, and if necessary repeat step "b", until all visible soil has been removed.
- d. Activate mechanism of distally controlled instrument (with tip protector) 5 times.
- e. Clean the distal end of instrument (with tip protector) by flushing the cleaning solution 5 times per lumen, using a 5ml syringe and the special cannula provided.

3. TAP WATER RINSING

- a. Rinse the instrument (with tip protector) with warm tap water (30°C – 40°C / 85°F – 105°F) for 30 seconds minimum, rotating it to expose all surfaces and cavities to flowing water.

4. US BATH CLEANING

- a. Immerse the instrument (with tip protector) in an ultrasonic bath filled with warm fresh neutral pH cleaning solution (30°C – 40°C / 85°F – 105°F) and sonicate for 5 minutes*.
- b. Check that the instrument is cleaned and free from any visible soil (ideally under microscope). Repeat process if necessary.
- c. Recommended to repeat process as necessary.

5. TAP WATER RINSING

- a. Rinse the instrument (with tip protector) with warm tap water (30°C – 40°C / 85°F – 105°F) 30 seconds minimum, rotating it to expose all surfaces and cavities to flowing water.

6. RINSING

- a. Rinse the distal end of instrument by thoroughly flushing the lumens with warm demineralized water (30°C – 40°C / 85°F – 105°F) using the special cannula provided.
- b. Immerse instrument (with tip protector) in a bath of warm fresh demineralized water (30°C – 40°C / 85°F – 105°F).

7. DRYING

- a. Rinse the distal end of the instrument tip (with tip protector), each lumen, with 5 cc of 70° alcohol using the special cannula provided.
- b. Remove alcohol by flushing the distal end of the instrument thoroughly, each lumen, with filtered dry air using the special cannula provided.

- a. Wipe the instrument with a non-woven lint free disposable cloth.
- d. Air dry.

(*) in case of use of neutral pH cleaning solution , refer to manufacturer recommendation of use regarding concentration, duration, T°.

STERILIZATION

For effective sterilization, check that the instruments are entirely clean and free of any residue.

Sterilization with autoclave (steam sterilizer).

Steam sterilization cycle	Preparation	Exposure time ¹	Temperature	Minimum drying time, in room chamber ²
Pre-vacuum	wrapped	18 minutes	134°C / 273°F	20 minutes
Pre-vacuum (UK)	wrapped	3 minutes	134°C / 273°F	20 minutes
Pre-vacuum (USA) ³	wrapped	4 minutes	132°C / 270°F	20 minutes

- ¹ US only, Note: As per ANSI/AAMI ST79.
- ² Sterilization temperature must not exceed 140°C/284°F.
- ³ Use the autoclave drying cycle to avoid oxidation.

Moria recommends the above sterilization processes. The use of a cleaning and/or sterilization protocol, other than the one recommended by Moria, will be the responsibility of the end user. Users must validate their sterilization process.

The handle made of a composite material may change color after several cleaning and sterilization cycles but this change has no effect on its integrity.

Inactivation of UTA (unconventional transmissible agents) (only for patients at risk of Creutzfeldt-Jakob disease – CJD questionnaire / please refer to French Ministry instruction. DGS/R13/2011/449-December 2011).

STORAGE

- Store instruments in clean dry conditions at a temperature between 15°C and 35°C (59°F and 95°F) and relative humidity between 30% and 75%, in order to prevent risk of condensation inside the packaging.
- Do not store instruments near products or in an environment that may have a corrosive or magnetic effect.
- Avoid contact between instruments.

REPAIRS

These instruments are not intended for repair.

Moria Moria

Instructions pour le nettoyage, la stérilisation et l'entretien des pinces à commande distale 23, 25 G Composites Moria

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

La gamme d'instruments Composites a été conçue pour un fonctionnement optimal sous réserve que les recommandations figurant dans ces instructions soient respectées à la lettre. La version la plus récente de ce document est disponible sur le site web de Moria : <http://www.moria-surgical.com>.

Le praticien a la responsabilité de s'assurer que l'opération est exécutée avec les bons équipements et matériels et avec le personnel nécessaire pour obtenir le résultat désiré. La validation et la surveillance de la procédure sont nécessaires. Si le praticien choisit de ne pas respecter ces instructions, il doit valider au préalable sa méthode pour garantir son efficacité et prévenir de possibles effets indésirables.

DESCRIPTION ET UTILISATION PRÉVUE

Les instruments Moria Composites sont des dispositifs manuels réutilisables destinés à des interventions chirurgicales ophtalmologiques. Les éléments actifs de la pince sont en acier inoxydable de qualité chirurgicale et sont fixés à des manches en polymère composite. L'utilisation de ces instruments est réservée à du personnel qualifié.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

⚠ Moria ne peut être tenue pour responsable du préjudice direct ou indirect subi par l'utilisateur ou ses patients en cas d'utilisation ou d'entretien inadaptés des instruments.

⚠ Moria décline toute responsabilité en cas d'accident résultant d'une réparation ou d'une modification des instruments par des personnes non autorisées par Moria.

⚠ Les instruments doivent être utilisés uniquement par des médecins et du personnel parfaitement formé.

⚠ **Avertissement valable pour les États-Unis uniquement : la loi fédérale restreint l'utilisation de ces dispositifs à des médecins ou des praticiens agréés.**

⚠ Assurez-vous que l'instrument choisi convient pour l'intervention médicale envisagée, qu'il est en bon état et qu'il n'interfère pas avec d'autres dispositifs médicaux utilisés pendant l'intervention.

⚠ Si un instrument présente un défaut à sa livraison,

DESCRIZIONE E USO PREVISTO

Gli strumenti Composites di Moria sono dispositivi manuali riutilizzabili per la realizzazione di interventi di chirurgia oftalmica. Le parti operative delle pinze sono in acciaio chirurgico e sono provviste di manici in materiale polimerico composito. L'uso di tali strumenti è riservato a personale qualificato.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

⚠ Moria non può essere considerata responsabile di eventuali danni diretti o indiretti subiti dall'utente o dai suoi pazienti in seguito a uso, cura o manutenzione inappropriati dello strumento.

⚠ Moria declina ogni responsabilità in caso di incidenti legati a interventi di riparazione o modifica degli strumenti da parte di personale non autorizzato da Moria.

⚠ Gli strumenti devono essere utilizzati esclusivamente da medici e personale adeguatamente formato.

⚠ **Avvertenza solo per gli Stati Uniti: la legge federale limita l'utilizzo dei presenti dispositivi ai medici professionisti in possesso di abilitazione.**

⚠ Assicurarsi che lo strumento scelto sia adatto all'intervento da effettuare, che sia funzionante e che non interferisca con gli altri dispositivi medici utilizzati durante l'intervento.

⚠ Segnalare a Moria l'eventuale ricezione di strumenti difettosi. Non usare mai strumenti danneggiati o difettosi.

⚠ Gli strumenti sono consegnati non sterili e devono essere puliti e sterilizzati.

⚠ Gli strumenti sono dotati di protezioni rigide.

⚠ Pulire e sterilizzare immediatamente gli strumenti dopo ogni utilizzo.

⚠ Incompatibilità: Non usare candeggina.

⚠ Per una sterilizzazione efficace, controllare che gli strumenti siano perfettamente puliti e privi di residui.

⚠ Dopo la sterilizzazione e prima di ogni utilizzo, verificare i singoli strumenti al microscopio (ingrandimento minimo x20) per rilevare eventuali alterazioni delle caratteristiche fisiche che potrebbero comprometterne la sicurezza d'utilizzo, l'efficacia o la prestazione. Pinze con punte disallineate, strumenti storti o smussati, nonché il deterioramento, il danneggiamento o la perdita dei manici in materiale composito possono essere sintomo di uno strumento alla fine del suo ciclo di vita.

⚠ Dopo la sterilizzazione e prima di ogni utilizzo, verificare i singoli strumenti al microscopio (ingrandimento minimo x20) per rilevare eventuali alterazioni delle caratteristiche fisiche che potrebbero comprometterne la sicurezza d'utilizzo, l'efficacia o la prestazione. Pinze con punte disallineate, strumenti storti o smussati, nonché il deterioramento, il danneggiamento o la perdita dei manici in materiale composito possono essere sintomo di uno strumento alla fine del suo ciclo di vita.

⚠ Attivare 5 volte il meccanismo del comando distale dello strumento (con la protezione).

e. Pulire l'estremità distale dello strumento (con la protezione) inniettando 5 volte la soluzione pulente in ogni lumen tramite una siringa da 5 ml e la cannula appositamente fornita.

In particolare:

- Smaltire le pinze con punte disallineate.

EN À COMMANDE DISTALE

Instructions pour le nettoyage, la stérilisation et l'entretien des pinces à commande distale 23, 25 G Composites Moria

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

La gamme d'instruments Composites a été conçue pour un fonctionnement optimal sous réserve que les recommandations figurant dans ces instructions soient respectées à la lettre. La version la plus récente de ce document est disponible sur le site web de Moria : <http://www.moria-surgical.com>.

Le praticien a la responsabilité de s'assurer que l'opération est exécutée avec les bons équipements et matériels et avec le personnel nécessaire pour obtenir le résultat désiré. La validation et la surveillance de la procédure sont nécessaires. Si le praticien choisit de ne pas respecter ces instructions, il doit valider au préalable sa méthode pour garantir son efficacité et prévenir de possibles effets indésirables.

DESCRIPTION ET UTILISATION PRÉVUE

Les instruments Moria Composites sont des dispositifs manuels réutilisables destinés à des interventions chirurgicales ophtalmologiques. Les éléments actifs de la pince sont en acier inoxydable de qualité chirurgicale et sont fixés à des manches en polymère composite. L'utilisation de ces instruments est réservée à du personnel qualifié.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

⚠ Moria ne peut être tenue pour responsable du préjudice direct ou indirect subi par l'utilisateur ou ses patients en cas d'utilisation ou d'entretien inadaptés des instruments.

⚠ Moria décline toute responsabilité en cas d'accident résultant d'une réparation ou d'une modification des instruments par des personnes non autorisées par Moria.

⚠ Les instruments doivent être utilisés uniquement par des médecins et du personnel parfaitement formé.

⚠ **Avertissement valable pour les États-Unis uniquement : la loi fédérale restreint l'utilisation de ces dispositifs à des médecins ou des praticiens agréés.**

⚠ Assurez-vous que l'instrument choisi convient pour l'intervention médicale envisagée, qu'il est en bon état et qu'il n'interfère pas avec d'autres dispositifs médicaux utilisés pendant l'intervention.

⚠ Si un instrument présente un défaut à sa livraison,

veuillez en informer Moria. N'utilisez jamais d'instruments endommagés ou défectueux.

⚠ Les instruments sont livrés non stériles et doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation.

⚠ Les instruments sont livrés avec des protecteurs rigides.

⚠ Les instruments doivent être nettoyés et stérilisés immédiatement après chaque utilisation.

⚠ Incompatibilités : N'utilisez pas d'eau de Javel.

⚠ Vérifiez que la stérilisation est bien effectuée en vous assurant que les instruments sont parfaitement propres et sans résidus.

⚠ Après stérilisation et avant chaque utilisation, inspectez les instruments sous un microscope (grossissement minimal 20 x) pour rechercher toute altération de leurs caractéristiques physiques pouvant affecter leur utilisation en toute sécurité, leur efficacité ou leur performance. Tout instrument courbé, usagé, aux extrémités désalignées ou dont les manches en matériau composite sont endommagés ou détériorés doit être considéré comme en fin de vie.

En particulier :

- Éliminez toute pince ayant des pointes désalignées.
- Éliminez les instruments qui n'ont plus la précision suffisante pour obtenir une bonne performance.
- Éliminez les instruments dans lesquels les parties métalliques se séparent ou se desserrent des manches en matériau composite.
- Éliminez les instruments dont les manches sont endommagés.
- Éliminez les instruments présentant des traces d'oxydation.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Un jugement professionnel avisé doit toujours déterminer si l'état d'un instrument permet de l'utiliser.

⚠ En cas de doute, consultez le site web de Moria, le catalogue Moria ou votre représentant Moria pour obtenir davantage d'informations.

Nettoyage (voir complément 65100 sur le site web de Moria pour les photos et le matériel utilisé)

A. À FAIRE SUR LE LIEU D'UTILISATION

- a. Immédiatement après utilisation, placez le protecteur sur l'instrument pour protéger la pointe.
- B. Passez immédiatement à l'étape suivante (avec le protecteur) ; immergez l'instrument dans l'eau*.

B. À FAIRE SUR LE LIEU DE NETTOYAGE

1 RINÇAGE À L'EAU DU ROBINET

- a. Rincez l'instrument (avec le protecteur) à l'eau

3. RISCIAQUO CON ACQUA DEL RUBINETTO

- a. Sciacquare lo strumento (con la protezione) con acqua di rubinetto tiepida (30°C – 40°C) per almeno 30 secondi ruotandolo in modo da esporre tutte le superfici e le cavità all'acqua corrente.

4. PULIZIA A ULTRASUONI

- a. Immergere lo strumento (con la protezione) in una vasca ultrasuoni contenente una nuova soluzione pulente a pH neutro tiepida (30°C – 40°C) e sonificare per 5 minuti*.
- b. Verificare che lo strumento sia pulito e privo di residui (idealmente al microscopio).
- c. Se necessario, ripetere l'operazione.
- c. Si raccomanda di ripetere l'operazione, se necessario.

5. RISCIAQUO CON ACQUA DEL RUBINETTO

- a. Sciacquare lo strumento (con la protezione) con acqua di rubinetto tiepida (30°C – 40°C) per almeno 30 secondi ruotandolo in modo da esporre tutte le superfici e le cavità all'acqua corrente.

6. RISCIAQUO

- a. Sciacquare attentamente l'estremità distale dello strumento facendo scorrere acqua demineralizzata tiepida (30°C – 40°C) nei lumi tramite la cannula appositamente fornita.

b. Immergere lo strumento (con la protezione) in un bagno di acqua demineralizzata tiepida (30°C – 40°C).

7. ASCIUGATURA

- a. Sciacquare l'estremità distale della punta dello strumento (con la protezione), ogni lume, con 5 cc di alcol a 70° servendosi della cannula appositamente fornita.
- b. Rimuovere l'alcol risciacquando attentamente l'estremità distale dello strumento, ogni lume, con aria filtrata secca servendosi della cannula appositamente fornita.
- c. Asciugare lo strumento con un panno monouso in tessuto non-tessuto che non lasci peli.
- d. Lasciare asciugare.

(*) se si usa una soluzione pulente a pH neutro, fare riferimento alle raccomandazioni d'uso del produttore per quanto riguarda concentrazione, tempistiche e temperatura.

STERILIZZAZIONE

Per una sterilizzazione efficace, controllare che gli strumenti siano perfettamente puliti e privi di residui. Sterilizzazione in autoclave (sterilizzatore a vapore).

chaude courante ou avec de l'eau déminéralisée chaude (30 °C – 40 °C) pendant au moins 30 secondes, en la faisant tourner pour exposer toutes ses surfaces et cavités à l'eau.

2. NETTOYAGE MANUEL

- a. Immergez l'instrument (avec le protecteur) dans une solution de nettoyage chaude au pH neutre* (30 °C – 40 °C) pour humidifier et imbibber les résidus.
- b. Retirez le protecteur et brossez délicatement toutes les surfaces de l'instrument (sans protecteur) avec la solution de nettoyage et une brosse de nettoyage souple, sans endommager la pointe, jusqu'à ce que tous les résidus visibles soient retirés.
- c. Faites un contrôle visuel et répétez l'étape « b » si nécessaire, jusqu'à ce que tous les résidus visibles soient retirés.
- d. Activez à cinq reprises le mécanisme de la commande distale de l'instrument (sans protecteur).
- e. Nettoyez l'extrémité les pointes de l'instrument (avec protection) en injectant 5 fois par le lumen la solution de nettoyage, en vous servant de la seringue de 5 ml et de la canule spéciale fournie.

3. RINÇAGE À L'EAU DU ROBINET

- a. Rincez l'instrument (avec le protecteur) sous l'eau chaude du robinet (30 °C – 40 °C) pendant au moins 30 secondes, en le faisant tourner pour exposer toutes ses surfaces et cavités à l'eau.

4. NETTOYAGE DANS UN BAC À ULTRASONS

- a. Immergez l'instrument (avec le protecteur) dans un bac à ultrasons rempli d'une solution de nettoyage chaude au pH neutre* (30 °C – 40 °C) et sonifiez pendant cinq minutes*.
- b. Vérifiez que l'instrument est propre et exempt de tout résidu (idéalement sous un microscope). Répétez la procédure si nécessaire.
- c. Il est recommandé de répéter la procédure si nécessaire.

5. RINÇAGE À L'EAU DU ROBINET

- a. Rincez l'instrument (avec le protecteur) sous l'eau chaude du robinet (30 °C – 40 °C) pendant au moins 30 secondes, en le faisant tourner pour exposer toutes ses surfaces et cavités à l'eau courante.

6. RINÇAGE

- a. Rincez l'extrémité de l'instrument en rinçant abondamment par le lumen de nettoyage avec de l'eau déminéralisée chaude (30 °C – 40 °C) en vous servant de la canule spéciale fournie.
- b. Immergez l'instrument (avec le protecteur) dans

Ciclo di sterilizzazione a vapore	Preparazione	Durata dell'esposizione ¹	Temperatura	Tempo min di asciugatura in autoclave ²
Pre-vuoto	avvolto	18 minuti	134°C / 273°F	20 minuti
Pre-vuoto (UK)	avvolto	3 minuti	134°C / 273°F	20 minuti
Pre-vuoto (USA) ³	avvolto	4 minuti	132°C / 270°F	20 minuti

- ¹ Solo per USA, Nota: conforme ANSI/AAMI ST79.
- ² Temperatura di sterilizzazione: non superare i 140°C/284°F.
- ³ Rispettare il ciclo di asciugatura dell'autoclave per evitare il rischio di ossidazione.

Moria raccomanda le procedure di sterilizzazione di cui sopra. L'utente finale è il solo responsabile dell'utilizzo di protocolli di pulizia e/o sterilizzazione diversi da quelli raccomandati da Moria. La procedura di sterilizzazione dell'utente deve essere approvata.

Il colore originale del materiale composito dei manici può cambiare dopo numerosi cicli di pulizia e sterilizzazione, ma tale cambiamento non compromette in alcun modo l'integrità dello strumento. Inattivazione degli ATNC (solo per pazienti a rischio di malattia di Creutzfeld-Jakob - questionario MCJ / cf. Istruzioni del Ministero francese DGS/R13 n° 2011-449 - dicembre 2011).

CONSERVAZIONE

- Conservare gli strumenti in un luogo pulito e secco a temperature comprese tra 15 e 35°C e umidità relativa tra 30 e 75% per evitare la formazione di condensa all'interno dell'imballaggio.
- Non conservare gli strumenti in prossimità di prodotti o in ambienti che possano esercitare un'azione corrosiva o magnetica.
- Evitare il contatto tra gli strumenti.

RIPARAZIONI

Gli strumenti non sono progettati per essere riparati.

DE KOMPOSIT HALTEZANGEN Anleitung für Reinigung, Sterilisierung und Unterhalt der Moria Komposit Haltezangen 23, 25 G

BEMERKUNGEN ALLGEMEINER ART

Die Komposit Instrumente Produktlinie wurde für optimales Operieren entwickelt, vorausgesetzt, die in dieser Anleitung gegebenen Empfehlungen werden sorgfältig beachtet. Die aktuellste Version dieses

un bain d'eau déminéralisée chaude et propre (30 °C – 40 °C).

7. SÉCHAGE

- a. Rincez l'extrémité de l'instrument (avec protecteur) en injectant par le lumen 5 cm³ d'alcool à 70 ° en vous servant de la canule spéciale fournie.
- b. Retirer l'alcool de l'instrument en utilisant le lumen de nettoyage et en utilisant de l'air sec filtré en vous servant de la canule spéciale fournie.
- c. Essuyez l'instrument avec un linge jetable non tissé et non pelucheux.
- d. Séchage à l'air.

(*) En cas d'utilisation d'une solution de nettoyage à pH neutre, respectez les recommandations du fabricant en matière de concentration, et durée et température d'immersion.

STÉRILISATION

Vérifiez que la stérilisation est bien effectuée en vous assurant que les instruments sont parfaitement propres et sans résidus.

Sterilisation sans autoclave (stérilisateur à vapeur).

Cycle de stérilisation à la vapeur	Préparation	Durée d'exposition ¹	Température	Temps de séchage minimal, dans une autoclave ²
Pré-vide	Enveloppé	18 minutes	134°C / 273°F	20 minutes
Pré-vide (RU)	Enveloppé	3 minutes	134°C / 273°F	20 minutes
Pré-vide (États-unis) ³	Enveloppé	4 minutes	132°C / 270°F	20 minutes

- ¹ États-Unis uniquement, remarque : conformément à l'ANSI/ AAMI ST79.
- ² La température de stérilisation ne doit pas dépasser 140°C/284°F.
- ³ Utiliser le cycle de séchage à l'autoclave pour éviter toute oxydation.

Moria recommande les procédures de stérilisation décrites ci-dessus. L'utilisation d'un protocole de nettoyage et/ou de stérilisation autre que celui recommandé par Moria engage la responsabilité

