



EN Addendum for user manual
#65009



In addition to guide rings for ONE microkeratome (#19164) and for CBM microkeratome (#19171) that guide microkeratome heads on ALTK artificial chamber (#19161) equipped with its universal chamber cover (#19162), Moria informs the availability of a new guide ring to use One Use Large-Cut (OU LC) heads for artificial chamber (#19184/xxx).

FR Addendum au manuel
utilisateur #65009



En complément des anneaux guides pour microkératome ONE (#19164) et microkératome CBM (#19171) permettant d'utiliser les têtes pour chambre artificielle ALTK (#19161) équipée de la cloche universelle (#19162), Moria vous informe de la disponibilité d'un nouvel anneau guide permettant d'utiliser les têtes One Use Large-Cut (OU LC) pour chambre artificielle (#19184/xxx).

1- Indications

OU LC heads for artificial chamber (#19184/xxx), guided by the OU LC Guide Ring for ALTK chamber (#19168), are indicated for the creation of complete lamellar resection (without hinge) for donor graft preparation during keratoplasty surgery.

2- Reference & Designation

- **Reference:** #19168
- **Designation:** One Use Large-Cut Guide Ring for ALTK chamber

3- Maintenance

For the maintenance of the One Use Large-Cut Guide Ring for ALTK chamber (#19168), please refer to the guide rings maintenance mentioned in the user manual #65009.

1- Indications

Les têtes OU LC pour chambre artificielle (#19184/xxx), guidées par l'anneau guide OU LC pour chambre ALTK (#19168), permettent de réaliser une résection lamellaire cornéenne complète (sans charnière) pour la préparation du greffon donneur lors des chirurgies de greffes de cornée.

2- Référence & Désignation

- **Reference :** #19168
- **Designation :** Anneau guide One Use Large-Cut pour chambre ALTK

3- Maintenance

Concernant la maintenance de l'anneau guide One Use Large-Cut pour chambre ALTK (#19168), se référer à la maintenance des anneaux guides mentionnée dans le manuel utilisateur #65009.

To obtain more information



MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0) 1 46 74 46 74
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: + 1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

MORIA JAPAN KK
Inami Bldg, 6F
3-24-2 Hongo Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
JAPAN
Phone: + 81 3 5842 6761
Fax: + 81 3 5842 6762
www.moriajapan.com

Moria Shanghai Office
RM4, 10 FL, Kai Li Building
N°432 Huai Hai West Road
200052 Shanghai
CHINA
Phone: +86 21 5258 5068
Fax: +86 21 5258 5067
www.moria-surgical.com.cn



ES Apéndice del manual del usuario #65009



Además de los anillos guía para microqueratomo ONE (#19164) y microqueratomo CBM (#19171) para utilizar los cabezales en la cámara artificial ALTK (#19161) equipada con la cubierta universal (#19162), Moria informa de la disponibilidad de un nuevo anillo guía para utilizarlo en los cabezales One Use Large-Cut (OU LC) para la cámara artificial (#19184/xxx).

1- Mantenimiento

Para el mantenimiento del anillo guía One Use Large-Cut para la cámara ALTK (#19168), por favor consulte el mantenimiento de anillos guía mencionado en el manual del usuario #65009.

Referencia y denominación

- **Referencia:** #19168
- **Denominación:** Anillo guía de One Use Large-Cut para la cámara ALTK

3- Mantenimiento

Para el mantenimiento del anillo guía One Use Large-Cut para la cámara ALTK (#19168), por favor consulte el mantenimiento de anillos guía mencionado en el manual del usuario #65009.

Para más información

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0) 1 46 74 46 74
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: + 1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

MORIA JAPAN KK
Inami Bldg, 6F
3-24-2 Hongo Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
JAPAN
Phone: + 81 3 5842 6761
Fax: + 81 3 5842 6762
www.moriajapan.com

Moria Shanghai Office
RM4, 10 FL, Kai Li Building
N°432 Huai Hai West Road
200052 Shanghai
CHINA
Phone: +86 21 5258 5068
Fax: +86 21 5258 5067
www.moria-surgical.com.cn

MORIA #65104-C-01.2017