


Instruments à usage unique



SOMMAIRE



MADE IN FRANCE



Depuis près de 200 ans, l'entreprise Moria est reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication des instruments de microchirurgie ophtalmique. Tous nos instruments sont conçus, fabriqués et finis à la main en France.

Les gammes de produits Moria couvrent les domaines d'expertise suivants:



Instrumentation
réutilisable
toutes chirurgies



Instrumentation
à usage unique
toutes chirurgies



Equipements
de chirurgie
réfractive



Accessoires de
Kératoplastie



Instrumentation
rétine



SOMMAIRE

Instrumentation à usage unique



ACCUEIL



» BLÉPHAROSTATS



» PINCES ET PORTE-AIGUILLE



» CROCHETS ET ANNEAUX




» CISEAUX



» CANULES ET MICRO-ÉPONGES




» PROCÉDURES



BLÉPHAROSTATS À FIL

Blépharostat à fil pour prématurés

Oreilles de 6 et 9 mm




10

17258X10

Blépharostat à fil avec plateaux pour adultes

Oreilles fermées de 15 mm



5 10

17537X10

Blépharostat à fil de Kratz adulte

Oreilles ouvertes de 15 mm,
fil de 1 mm



10

17227X10



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS RÉGLABLES

Blépharostat réglable

Oreilles ouvertes de 15 mm




10

17508X10

Blépharostat réglable

Oreilles de 15 mm



10

17231X10



PINCES



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



PINCES À CAPSULORHEXIS

► Pince plate capsulorhexis droite - extrémités pointues à 90°

Incision 1,8 mm
Branches droites



► Pince plate capsulorhexis courbe - extrémités pointues à 90° - Type Corydon

Incision 1,8 mm
Branches courbes



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES





PINCES À CAPSULORHEXIS

» Pince d'Utrata ergonomique droite

Incision 1,8 mm
Pointe 45°
Manche rond ergonomique



5 10




17511X5
17511X10

» Pince de Crozaon ergonomique courbe

Incision 1,8 mm
Pointe 45°
Manche rond ergonomique



5 10




17512X5
17512X10

» Pince capsulorhexis ergonomique courbe - Type Corydon

Incision 1,8 mm
Pointe 90°
Manche rond ergonomique



5 10



17513X5
17513X10



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES





PINCES À CAPSULORHEXIS

► Pince plate capsulorhexis courbe - extrémités pointues à 90°

Incision 1,8 mm





10



17237X10

► Pince plate capsulorhexis courbe - extrémités pointues à 45°


Incision 1,8 mm



10



17252X10



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



PINCES À TISSUS

» Pince de Bonn droite

Dents de 0,12 mm
Plateaux de 3,7 mm




10



17221X10

» Pince de Bonn droite

Dents de 0,12 mm
Plateaux de 5 mm




10



17504X10

» Pince de Bonn coudée

Dents de 0,12 mm
Plateaux de 5 mm



10



17505X10



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



PINCES À TISSUS

» Pince de Bonn alvéolée

Extrémité alvéolée de 0,3 mm
Plateformes de 5 mm




10



17514X10

» Pince de Paufigue

Dents obliques 0,4 mm
Plateaux de 5 mm




10




17516X10

» Pince préparation de greffon


Extrémité ovale 1 mm x 2 mm
Branches courbes de 15 mm



10



17521X10



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES







PINCES À MONOFILAMENT

› Pince monofilament coudée, type Mc Pherson

Coudée, plateaux de 8 mm




10



17233X10

› Pince monofilament droite

Plateaux de 4 mm




10



17222X10

› Pince monofilament courbe

Plateaux de 4 mm



10



17225X10

Plateaux de 3,5 mm

10

17247X10



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



PINCES À MONOFILAMENT

› Pince monofilament coudée, type Mc Pherson

Plateaux de 5 mm



10



17500X10

› Pince monofilament courbe

Plateaux de 5 mm




10



17501X10

› Pince de Troutman droite

Extrémité droite
Plateaux de 5 mm



10



17515X10



BLÉPHAROSTATS




CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL



SOMMAIRE



PINCES À MONOFILAMENT

» Pince de joaillier droite

Longueur 11,5 cm



10



17517X10




PORTE-AIGUILLE

» Porte-aiguille

Mors courbe et lisse 9 mm
Manche rond ergonomique
Longueur 12 cm

10



17534X10



BLÉPHAROSTATS



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



CROCHETS ET ANNEAUX

► Séparateur-élevateur RELEX

Spatule courbe
Crochet angulé





10



17522X10

► Séparateur-élevateur LASIK

Extrémité droite et mousse pour
déplacer le capot cornéen
Crochet angulé



10



17523X10

ACCUEIL

SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES




CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



CROCHETS ET ANNEAUX

» Crochet manipulateur de Sinskey

Coudé, extrémité de 0,2 mm



10



17223X10

» Manipulateur à implant de Lester

Coudé, extrémité "bouton de col"



10



17228X10

» Crochet manipulateur


Conique, droit, mousse



10



17230X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES






CROCHETS ET ANNEAUX

» Crochet manipulateur phaco chopper

Extrémité 1,5 mm, partie interne tranchante




10



17229X10

» Manipulateur de Drysdale

Extrémité mousse en forme de spatule




10



17242X10

» Anneau de fixation de Thornton

Dents mousses, diamètre interne de 1,3 mm



10



17232X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES



ACCUEIL




SOMMAIRE



CROCHETS ET ANNEAUX

» Crochet manipulateur de Price

Sinskey inversé
Recommandé en DMEK, DSAEK
pour le descemetorhexis




5



17302X5

» Spatule 90°

Recommandée en DMEK, DSAEK
pour le pelage de la membrane
de Descemet



5 10




17303X5
17303X10

» Anneau de Mendez

- Diamètre intérieur de 12 mm
- Graduation tous les 5°
- 4 encoches aux points cardinaux
- Manche à 0° pour un positionnement temporel
- Surface mate pour une meilleure visibilité sous microscope



10



17250X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES





CISEAUX

► Ciseaux pointus

S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



5

17506X5


► Ciseaux mousses

S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



5

17507X5



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CANULES
MICROSPONGES




PROCÉDURES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CISEAUX

► Ciseaux de Vannas

Forme courbe
Extrémité mousse
Lame 5 mm

10




17531X10

► Ciseaux de Castroviejo

Forme courbe
Extrémité mousse
Lame 8 mm

10



17532X10


► Ciseaux de Westcott

Forme courbe
Extrémité pointue
Lame 8 mm

10



17533X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CANULES
MICROSPONGES



PROCÉDURES

ACCUEIL

SOMMAIRE



CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria

► Aiguilles rétrobulbaires

Pour injection d'agents anesthésiques derrière le globe oculaire.

25G - 0,5 x 38 mm



STERIMEDIX®
usage unique optimistique et esthétique des produits innovants

10

M0275

25G - 0,5 x 38 mm (Atkinson)




STERIMEDIX®
usage unique optimistique et esthétique des produits innovants

10

M0637



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES



CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria

► Aiguilles péribulbaires

Pour injection d'agents anesthésiques autour du globe oculaire.

23G - 0,64 x 32 mm (Atkinson)



STERIMEDIX®
usage unique optimistique et esthétique des produits innovants

10

M0643

25G - 0,5 x 32 mm
(Atkinson)



STERIMEDIX®
usage unique optimistique et esthétique des produits innovants

10

M0642

25G - 0,5 x 22 mm
(Atkinson)



STERIMEDIX®
usage unique optimistique et esthétique des produits innovants

10

M0642A

27G - 0,4 x 22 mm
(Atkinson)



STERIMEDIX®
usage unique optimistique et esthétique des produits innovants

10

M0641



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



PROCÉDURES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria

► Canules sous ténionienne

Pour injection d'agents anesthésiques dans l'espace sous ténionien.
L'extrémité plate arrondie permet une progression facile tandis que la courbure permet le mouvement autour du globe.

19G - 1,1 x 25 mm



STERIMEDIX
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M0278

► Polisseurs de capsule postérieure

21G - 0,81 x 22 mm




STERIMEDIX
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M8604B


23G - 0,64 x 22 mm




STERIMEDIX
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M8604A



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES






CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria


► Canules pour chambre antérieure

Pour maintenir la profondeur de la chambre antérieure avec du visqueux, du BSS ou de l'air.

Canule 30G de chambre antérieure 0,3 x 22 mm, extrémité 4 mm (Rycroft)			STERIMEDIX® usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants 10 M2270
Canule 30G de chambre antérieure 0,3 x 22 mm, extrémité 8 mm (Rycroft)			STERIMEDIX® usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants 10 M2270A
Canule 27G de chambre antérieure 0,4 x 22 mm (Rycroft)			STERIMEDIX® usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants 10 M2273A
Canule 23G pour solutions viscoélastiques 0,64 x 22 mm			STERIMEDIX® usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants 10 M3909



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES

ACCUEIL

SOMMAIRE



CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria

► Kystotomes pour capsulotomie

Peuvent être rattachés à une seringue remplie d'air ou de BSS pour maintenir la chambre antérieure pendant la capsulotomie ou pour percer un trou dans la partie condensée du vitré.
Les kystotomes préformés ont été conçus pour se conformer à la convexité antérieure du cristallin.

25G - 0,5 x 16 mm




STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M3610

27G - 0,4 x 16 mm




STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M3610B

30G - 0,3 x 16 mm



STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M3630



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



PROCÉDURES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CANULES ET MICRO-ÉPONGES




► Canules à hydrodissection et hydrodélinéation

La canule à hydrodissection permet de séparer le cortex du noyau cristallin.

La canule à hydrodélinéation permet de séparer les différentes couches du noyau pour faciliter la phaco-émulsification.

Hydrodissecteur 27G

0,4 x 22 mm




STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M2273E

Hydrodissecteur 25G

0,5 x 22 mm




STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M3900

Canule 25G pour solutions viscoélastiques

0,5 x 22 mm




STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M3899A



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS




PINCES



CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES




CANULES ET MICRO-ÉPONGES



› Canules simple courant, pour système Irrigation / Aspiration

Extracteur de cortex
23G - 0,64 x 16 mm (Charleux)



STERIMEDIX®
usage unique optimaux et esthétiques des produits innovants

10

M6594

› Canules double courant

Canule double courant Perfluorocarbhone 23G/30G



STERIMEDIX®
usage unique optimaux et esthétiques des produits innovants

10

M4499


Canule double courant Perfluorocarbhone 25G/30G



STERIMEDIX®
usage unique optimaux et esthétiques des produits innovants

10

M4499A



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



PROCÉDURES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria

► Canules Backflush 23G

Canule Backflush bout silicone 23G



STERIMEDIX
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M4458

Canule Backflush bout brosse 23G



STERIMEDIX
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M4459

Canule Backflush bout mousse 23G




STERIMEDIX
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M4478



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES



CANULES ET MICRO-ÉPONGES

Distribué par :
Moria

Canules Backflush 25G

Canule Backflush bout brosse 25G



STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M4449

Canule Backflush bout mousse 25G



STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M4477

Canule Backflush bout silicone 25G




STERIMEDIX®
usage unique ophtalmiques et esthétiques des produits innovants

10

M4456



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES



CANULES ET MICRO-ÉPONGES



► Canules Backflush 27G

Canule Backflush bout mousse 27G



STERIMEDIX[®]
usage unique optométriques et esthétiques des produits innovants

10

M4486

► Micro-éponges

Tampons absorbants avec
manches, stériles, pointe
émoussée

Boîte de 20 sachets de 10 unités



KETTENBACH[®]

30601

► Sponcals

Tampons absorbants, non stériles,
cunéiformes



NON
STERILE


500

KETTENBACH[®]

30761



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES




CROCHETS



CISEAUX



PROCÉDURES



EASYSET

BLÉPHAROSTATS	17227	one®	Blépharostat à fil de Kratz
	17508	one® steel	Blépharostat réglable
PINCES CAPSULORHEXIS	17237	one®	Pince plate capsulorhexis courbe - extrémités pointues à 90°
	17252	one®	Pince plate capsulorhexis courbe - extrémités pointues à 45°
	17503	one® steel	Pince plate capsulorhexis courbe - extrémités pointues à 90° - Type Corydon
	17502	one® steel	Pince plate capsulorhexis droite - extrémités pointues à 90°
PINCES DE BONN	17221	one®	Pince de Bonn droite
	17504	one® steel	Pince de Bonn droite
	17505	one® steel	Pince de Bonn coudée
PINCES MONOFILAMENT	17222	one®	Pince monofilament droite
	17225	one®	Pince monofilament courbe
	17233	one®	Pince monofilament coudée, type Mc Pherson
	17247	one®	Pince monofilament courbe
	17501	one® steel	Pince monofilament courbe
	17500	one® steel	Pince monofilament coudée, type Mc Pherson
MANIPULATEURS POUR IMPLANT	17223	one®	Crochet manipulateur de Sinskey
	17228	one®	Manipulateur à implant de Lester
MANIPULATEURS POUR CRISTALLIN	17229	one®	Crochet manipulateur phaco chopper
	17230	one®	Crochet manipulateur
	17242	one®	Manipulateur de Drysdale
CISEAUX	17506	one® steel	Ciseaux pointus
	17507	one® steel	Ciseaux mousses

Sets cataracte livrés en blister stérile d'une composition comprise entre 3 et 7 instruments.

EasySet peut combiner les gammes **one®** et **one® steel** en choisissant jusqu'à :

- 1 blépharostat
- 2 manipulateurs
- 3 pinces
- 1 paire de ciseaux à champ



Facile

- Ouverture du sachet et mise à disposition immédiate de l'ensemble sur la table
- Ouverture du blister d'un doigt


Rapide

- Gain de temps dans la préparation des instruments

Pratique

- Le plateau est adapté et peu encombrant
- Les instruments sont maintenus dans leurs emplacements dédiés





POSITIONNEMENT DES LIO TORIQUES

► Marqueur à bulle

Marquage pré-opératoire de l'axe 0 - 180°
Surface de marquage atraumatique et
fine : 0,4 mm x 3 mm



10

17249X10

► Anneau de Mendez

- Diamètre intérieur de 12 mm
- Graduation tous les 5°
- 4 encoches aux points cardinaux
- Manche à 0° pour un positionnement temporel
- Surface mate pour une meilleure visibilité sous microscope



1 10



17250X1
17250X10

► Marqueur de Bores

- Insertion dans l'anneau de Mendez pour réaliser 2 marques radiales sur l'axe désiré
- Marques précises et fines de 0,4 mm
- Arêtes émoussées épousant la courbe de la cornée
- Surface mate pour une meilleure visibilité sous microscope




10



17251X10



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS




PINCES



CROCHETS



CISEAUX




CANULES
MICROSPONGES



IVT

» Blépharostat à fil avec plateaux pour adultes

Oreilles fermées 15 mm



10

17537X10

» Blépharostat à fil de Kratz adulte

Oreilles ouvertes de 15 mm
Fil de 1 mm



10

17227X10

» Marqueur scléral 3,5 mm / 4 mm

Marquage scléral par
indentation 3,5 mm et 4 mm



5 20

17539X5
17539X20



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES

ACCUEIL

SOMMAIRE




NÉONATOLOGIE

Kit ROP : blépharostat & dépresseur à anse

Comprend un blépharostat (réf. 17258X10)
et un dépresseur à anse, en sachet stérile

10




17257X10


Kit ROP : blépharostat & dépresseur à double extrémité

Comprend un blépharostat pour
prématuré et un dépresseur à
double extrémité (réf. 17253X20),
en sachet stérile

20



17210



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES

ACCUEIL

SOMMAIRE



NÉONATOLOGIE

Kit ROP : blépharostat & dépresseur à anse

Comprend un blépharostat pour prématuré et un dépresseur à anse, en sachet stérile

1 20



17255X1
17255X20

Dépresseur à double extrémité

4 orientations possibles



20




17253X20


Blépharostat à fil pour prématurés

Oreilles de 6 et 9 mm

10



17258X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CHIRURGIE RÉFRACTIVE

► Marqueur cornée

Pour la cornée du patient
Disponible en diamètre 8 mm, 8,5 mm et 9 mm

10



8 mm

17518X10

8,5 mm

17519X10

9 mm

17520X10

► Spatule épithéliale

Longueur 5,5 mm


10



17541X10



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX





CANULES
MICROSPONGES



CHIRURGIE RÉFRACTIVE

► Séparateur-élevateur RELEX

Spatule courbe
Crochet angulé





10



17522X10

► Séparateur-élevateur LASIK

Extrémité droite et mousse pour
déplacer le capot cornéen
Crochet angulé




10



17523X10



ACCUEIL



SOMMAIRE



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



KÉRATOPLASTIE

› Crochet manipulateur de Price

Sinskey inversé. Recommandé en DMEK, DSAEK - pour le descemetorhexis



5

17302X5

› Spatule 90°

Recommandée en DMEK, DSAEK pour le pelage de la membrane de Descemet



5 10

17303X5
17303X10

› Spatule de Busin

Recommandée en DSAEK pour insérer le lenticule cornéen donneur, incision 5,5 mm



5

17300X5

› Pince de Busin 23G

Recommandée en DSAEK pour saisir le lenticule cornéen



1 5

17301X1
17301X5



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



ACCUEIL



SOMMAIRE




KÉRATOPLASTIE

► Pince préparation de greffon

Extrémité ovale 1 mm x 2 mm
Branches courbes de 15 mm



10



17521X10

► Marqueur cornée

Pour la cornée du patient
Disponible en diamètre 8 mm, 8,5 mm et 9 mm

10



8 mm

17518X10

8,5 mm

17519X10


9 mm

17520X10

► Spatule épithéliale

Spatule pour l'épithélium
cornéen

10



17541X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CONSULTATION

› Pince monofilament droite

Plateaux de 4 mm




10




17222X10

› Pince monofilament coudée, type Mc Pherson

Coudée, plateaux de 8 mm



10




17233X10


› Pince monofilament courbe

Plateaux de 4 mm

S'utilise notamment pour retirer du fil 10-0 ou enlever des cils.



10



17225X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



ACCUEIL




SOMMAIRE



CONSULTATION

› Pince monofilament coudée, type Mc Pherson

Coudée, plateaux de 5 mm




10



17500X10

› Pince monofilament courbe

Courbe, plateaux de 5 mm
S'utilise notamment pour retirer
du fil 10-0 ou enlever des cils.




10



17501X10

› Pince de Troutman droite

Extrémité droite
Plateaux de 5 mm



10



17515X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



ACCUEIL



SOMMAIRE




CONSULTATION

» Pince de Bonn droite

Dents de 0,12 mm et plateaux de 3,7 mm

S'utilise notamment pour retirer du fil 6/0 ou 7/0, saisir des compresses ou remplir des cavités avec des compresses.



10




17221X10

» Pince de Bonn droite

Dents de 0,12 mm et plateaux de 5 mm

S'utilise notamment pour retirer du fil 6/0 ou 7/0, saisir des compresses ou remplir des cavités avec des compresses.



10



17504X10

» Pince de Bonn coudée

Dents de 0,12 mm et plateaux de 5 mm



10



17505X10



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS



CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES



ACCUEIL



SOMMAIRE



CONSULTATION

► Ciseaux pointus

S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



5

17506X5


► Ciseaux mousses

S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



5

17507X5



BLÉPHAROSTATS



PINCES



CROCHETS




CISEAUX



CANULES
MICROSPONGES




ACCUEIL



SOMMAIRE



ACCUEIL



SOMMAIRE

Mentions légales à destination des professionnels de santé

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé

Référence commerciale	Fabricant	Classe du dispositif médical	Organisme notifié
17210, 17221X10, 17222X10, 17225X10, 17227X10, 17231X10, 17232X10, 17233X10, 17247X10, 17249X10, 17251X10, 17253X20, 17255X20, 17255X1, 17257X10, 17258X10, 17500X10, 17501X10, 17504X10, 17505X10, 17506X5, 17507X5, 17508X10, 17514X10, 17515X10, 17516X10,17517X10, 17518X10, 17519X10, 17520X10, 17521X10, 17534X10, 17537X10, 17539X20, 17539X5	Moria S.A.	Is	CE 0459
17250X10, 17250X1	Moria S.A.	Ism	CE 0459
17223X10, 17228X10, 17229X10, 17230X10, 17237X10, 17242X10, 17252X10, 17300X5, 17301X1, 17301X5, 17302X5, 17303X5, 17303X10, 17502X10, 17503X10, 17511X5, 17511X10, 17512X5, 17512X10, 17513X5, 17513X10, 17522X10, 17523X10, 17531X10, 17532X10, 17533X10, 17541X10	Moria S.A.	IIa	CE 0459
M0275, M0278, M0637, M0641, M0642, M0642A, M0643, M2270, M2270A, M2273A, M2273E, M3909, M3899A, M3610, M3610B, M3630, M3900, M4449, M4456, M4458, M4459, M4477, M4478, M4486, M4499, M4499A, M6594, M8604B, M8604A	Sterimedix Ltd	IIa	CE 0120
30601	KETTENBACH GmbH & Co. KG	IIa	CE 0086
30761	KETTENBACH GmbH & Co. KG	I	NA

Moria

Ophthalmic Instruments

MORIA DIVISIONS



MORIA SA
FRANCE
Headquarters
Production site

advfrance@moria-int.com

MORIA SA

15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0) 1 46 74 46 74
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70
www.moria-surgical.com



MORIA JAPAN KK
JAPAN
Subsidiary

moria@moriajapan.com

Moria Japan K.K.

Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda Sudacho Chiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com



MORIA, INC
UNITED STATES
Subsidiary

moria@moriausa.com

MORIA Inc

1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com



MORIA SHANGAI
CHINA
Subsidiary

export@moria-int.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.

上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS



**85 DISTRIBUTORS
WORLDWIDE**

export@moria-int.com