

Greffe de cornée



*Systeme 100% stérile**

La solution Moria pour la création de greffons fins et ultra fins

*turbine autoclavable et accessoires à usage unique

Moria
Leading Innovations in Ophthalmology®

Têtes CB à usage unique



- Gamme de têtes disponibles :
 - 350 microns
 - 300 microns
 - 250 microns
 - 200 microns
 - 130 microns
 - 110 microns
 - 90 microns
 - 50 microns
- Selon l'épaisseur de la cornée, les têtes peuvent être utilisées en différentes combinaisons afin de créer des greffons ultra-fins (UT-DSAEK).
- Peuvent également être utilisées pour créer des greffons d'épaisseur standard (DSAEK).

Chambre artificielle à usage unique



- La rotation de l'anneau-guide permet de débiter la seconde découpe de la cornée à l'opposé du point d'entrée de la première découpe, ce qui permet la création de greffons plus plans que des greffons conventionnels.
- Permet d'obtenir un large diamètre de greffon.
- Peut aussi être utilisée pour toute autre procédure pour laquelle un microkératome n'est pas nécessaire.

Kit tubulure d'infusion



- Maintient de façon constante la pression requise pour la création de greffons ultra-fins précis et prévisibles.
- Permet l'utilisation de 2 méthodes :
 - avec BSS et solution visco-élastique - cohésive ou
 - avec milieu de conservation/ déturgence.

Micro-kératome CB



- Turbine
- Console Evolution 3E

Leader mondial en équipements pour greffes lamellaires de cornée

Référence produit	Description	Conditionnement
19182	Chambre artificielle à usage unique 	1
19178/...	Têtes CBSU (50-90-110-130-200-250-300-350 microns) 	5
19180	Anneaux CBSU pour chambre artificielle 	5
19181	Tubulures d'infusion pour chambre artificielle 	10

- Ce document regroupe des dispositifs de classe Is et IIa marqués CE0459 (LNE/G-MED)
- Lire attentivement les notices d'utilisation correspondantes
- Les dispositifs médicaux mentionnés ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie



Document non contractuel. MORIA #67080FR-B-01.2017 * A la pointe de l'innovation en ophtalmologie.

Pour plus d'informations :



MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Tél. : +33 (0) 1 46 74 46 74
Fax : +33 (0) 1 46 74 46 70
www.moria-surgical.com

Moria
Leading Innovations in Ophthalmology®