

Instrumentation



Single-use



 Cataract

 Glaucoma

 Keratoplasty

 Retina

 Oculoplasty

 Refractive

Moria



Made in
France

Since 1820, Moria has been known for its expertise in making ophthalmic microsurgical instruments. All our instruments are designed, manufactured and hand finished in France. Moria product ranges are covering the following area of expertise:

Depuis 1820, l'entreprise Moria est reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication des instruments de microchirurgie ophtalmique. Tous nos instruments sont conçus, fabriqués et finis à la main en France. Les gammes de produits Moria couvrent les domaines d'expertise suivants:



Cataract
Cataracte



Glaucoma
Glaucome



Keratoplasty
Kératoplastie



Retina
Rétine



Oculoplasty
Oculoplastie



Refractive
Réfractive



SINGLE-USE INSTRUMENTS

Instrumentation à Usage Unique



» SPECULUMS / Blépharostats

Wire speculums / Blépharostats à fil	6
Adjustable speculums / Blépharostats réglables	8



» FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS / Pincettes et porte-aiguilles

Capsulorhexis forceps / Pincettes capsulorhexis	12
Tissue forceps / Pincettes à tissus	15
Monofilament tying forceps / Pincettes monofilament	17
Retinal Forceps / Pincettes rétine	19
Needle holders / Porte-aiguilles	22



» HOOKS AND RINGS / Crochets et Anneaux

For refractive surgery / Pour chirurgie réfractive	26
For cataract surgery / Pour chirurgie de la cataracte	27
For keratoplasty / Pour kératoplastie	31



» SCISSORS / Ciseaux

Ring scissors / Ciseaux à doigts	34
Micro-scissors / Micro-ciseaux	35




» CANNULAS AND MICROSPONGES / Canules et micro-éponges

1 Anesthesia needles and cannulas / Aiguilles et canules d'anesthésie	
Retrobulbar needles / Aiguilles rétrobulbaires	38
Peribulbar needles / Aiguilles péribulbaires	39
Sub-tenon cannulas / Canules sous ténonienne	40
2 Lachrymal cannulas / Canules à voie lacrymale	40
3 Anterior segment cannulas / Canules pour segment antérieur	
Posterior capsule polishers / Polisseurs de capsule postérieure	42
Cannulas for anterior chamber / Canules pour chambre antérieure.....	43
Cystitomes for capsulotomy / Kystotomes pour capsulotomie	44
Hydrodissection and hydrodelineation cannulas / Canules à hydrodissection et hydrodélinaéation.....	45
Single-way cannulas / Canules simple courant	46
4 Posterior segment cannulas / Canules pour segment postérieur	
Double-way cannulas / Canules double courant	46
Backflush cannulas: 23G / Canules Backflush : 23G	47
Backflush cannulas: 25G / Canules Backflush : 25G	48
Backflush cannulas: 27G / Canules Backflush : 27G	48
Silicon oil cannulas: 23G / Canules pour huile de silicone : 23G.....	49
Silicon oil cannulas: 25G / Canules pour huile de silicone : 25G.....	49
Micro-sponges / Micro-éponges	50
Sponcals / Sponcals	50



» PROCEDURES / Procédures


EasySet Cataract / EasySet Cataracte	54
Toric IOL positioning / Positionnement des LIO toriques	57
Neonatology / Néonatalogie	58
Refractive surgery / Chirurgie réfractive	62
Keratoplasty / Kératoplastie	64
Consultation / Consultation	66
IntraVitreous Injection / Injection IntraVitréenne	70





» SPECULUMS / Blépharostats

- 1 ▶ Wire speculums /** Blépharostats à fil **6**
- 2 ▶ Adjustable speculums with screw /** Blépharostats réglables à vis **8**



SPECULUMS

Blépharostats


1 ▶ Wire speculums / Blépharostats à fil

Small Neonatal Speculum:

- 4.1-mm wire blades
- staggered closed wire blades to fit together, for easy insertion and removal
- appropriate size and flex characteristics for premature infants

Blépharostat Pédiatrique à Fil :

- oreilles de 4,1 mm
- oreilles qui s'emboîtent pour une insertion et un retrait facilités
- taille et caractéristiques de flexion appropriées pour les prématurés




4.1 mm



17266X10

Neonatal wire speculum 6- and 9-mm blades

Blépharostat à fil pour prématurés
Oreilles de 6 et 9 mm



6 mm


9 mm




17258X10

Wire speculum with platforms 15-mm closed blades

Blépharostat à fil avec plateaux
Oreilles fermées de 15 mm



17537X10




SPECULUMS

Blépharostats

1 ▶ Wire speculums / Blépharostats à fil

Solid-Blade Speculum with Tabs Speculum with solid blades and tabs

Blépharostat à Oreilles Pleines et Plateaux
Blépharostat à oreilles pleines et plateaux



10

17538X10


Kratz wire speculum 15-mm open blades, 1-mm wire diameter

Blépharostat à fil de Kratz adulte
Oreilles ouvertes de 15 mm, fil de 1 mm



10

17227X10



SPECULUMS

Blépharostats

2 › Adjustable speculums with screw / Blépharostats réglables à vis

Adjustable speculum 15-mm open blades

Blépharostat réglable
Oreilles ouvertes de 15 mm




10

17508X10

Adjustable speculum 15-mm solid blades


Blépharostat réglable
Oreilles de 15 mm



10

17231X10

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





» FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS / Pincettes et porte-aiguilles

1	▶ Capsulorhexis forceps / Pincettes capsulorhexis	12
	Flat metallic handle / Manche métallique plat	12
	Round metallic handle / Manche métallique rond	13
	Plastic handle / Manche plastique	14
2	▶ Tissue forceps / Pincettes à tissus	15
3	▶ Monofilament tying forceps / Pincettes monofilament	17
	Plastic handle / Manche plastique	17
	Flat metallic handle / Manche métallique plat	18
4	▶ Retinal Forceps / Pincettes rétine	19
5	▶ Needle holders / Porte-aiguilles	22



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles


1> Capsulorhexis forceps / Pinces capsulorhexis

FLAT METALLIC HANDLE

MANCHE METALLIQUE PLAT

Capsulorhexis forceps, Straight 90° pointed tip, 1.8-mm incision, straight shaft

Pince capsulorhexis droite
Pointes 90°, incision 1,8 mm,
branches droites




1.8
mm



17502X5
17502X10

Capsulorhexis forceps, Curved - Corydon type 90° pointed tip, 1.8-mm incision, curved shaft

Pince capsulorhexis courbe - type Corydon
Pointes 90°, incision 1,8 mm, branches courbes



1.8
mm



17503X5
17503X10



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

1 Capsulorhexis forceps / Pinces capsulorhexis


ROUND METALLIC HANDLE

MANCHE METALLIQUE ROND

Capsulorhexis forceps, Straight - Utrata type 45° pointed tip, 1.8-mm incision, straight shaft

Pince d'Utrata, droite

Pointes 45°, incision 1,8 mm, branches droites



1.8
mm




17511X5
17511X10

Capsulorhexis forceps, Curved - Crozaon type 45° pointed tip, 1.8-mm incision, curved shaft

Pince de Crozaon, courbe

Pointes 45°, incision 1,8 mm, branches courbes



1.8
mm




17512X5
17512X10

Capsulorhexis forceps, Curved - Corydon type 90° pointed tip, 1.8-mm incision, curved shaft

Pince de Corydon, courbe

Pointes 90°, incision 1,8 mm, branches courbes



1.8
mm



17513X5
17513X10



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles


1► Capsulorhexis forceps / Pinces capsulorhexis

PLASTIC HANDLE

MANCHE PLASTIQUE

Capsulorhexis forceps, Curved 90° pointed tip, 1.8-mm incision, curved shaft



Pince capsulorhexis, courbe
Pointes 90°, incision 1,8 mm, branches courbes



17237X10

Capsulorhexis forceps, Curved 45° pointed tip, 1.8-mm incision, curved shaft

Pince capsulorhexis, courbe
Pointes 45°, incision 1,8 mm, branches courbes



17252X10




FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

2 Tissue forceps / Pinces à tissus

Bonn forceps, Straight 0.12-mm teeth 3.7-mm platforms

Pince de Bonn droite
Dents de 0,12 mm
Plateaux de 3,7 mm




10



17221X10

Bonn forceps, Straight 0.12-mm teeth 5-mm platforms

Pince de Bonn droite
Dents de 0,12 mm
Plateaux de 5 mm




10



17504X10

Bonn forceps, Angled 0.12-mm teeth 5-mm platforms

Pince de Bonn coudée
Dents de 0,12 mm
Plateaux de 5 mm



10



17505X10




FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

2 Tissue forceps / Pinces à tissus

Notched forceps 0.3-mm notched jaws 5-mm platforms

Pince alvéolée
Extrémité alvéolée de 0,3 mm
Plateformes de 5 mm




10



17514X10

Paufique forceps 0.4-mm oblique teeth 5-mm platforms

Pince de Paufique
Dents obliques 0,4 mm
Plateaux de 5 mm




10



17516X10

Corneal graft preparation forceps 1-mm x 2-mm oval-shaped tip Curved, 15-mm long

Pince préparation de greffon
Extrémité ovale 1 mm x 2 mm
Branches courbes de 15 mm



10



17521X10



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles


3 ▸ Monofilament tying forceps / Pinces monofilament

PLASTIC HANDLE

MANCHE PLASTIQUE

Mc Pherson tying forceps, Angled 8-mm platforms

Pince monofilament coudée,
type Mc Pherson
Coudée, plateaux de 8 mm




10



17233X10

Tying forceps, Straight 4-mm platforms

Pince monofilament droite
Plateaux de 4 mm




10



17222X10

Tying forceps, Curved 4-mm platforms

Pince monofilament courbe
Plateaux de 4 mm



10



17225X10

Tying forceps, Curved 3.5-mm platforms

Pince monofilament courbe
Plateaux de 3,5 mm

10

17247X10



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles


3 › Monofilament tying forceps / Pinces monofilament

FLAT METALLIC HANDLE

MANCHE METALLIQUE PLAT

Mc Pherson Tying Forceps, Angled 5-mm platforms

Pince monofilament coudée,
type Mc Pherson
Plateaux de 5 mm



10

17500X10

Tying Forceps, Curved 5-mm platforms

Pince monofilament courbe
Plateaux de 5 mm




10

17501X10

Troutman Forceps, Straight 5-mm platforms

Pince de Troutman droite
Plateaux de 5 mm




10

17515X10

Jeweler Forceps, Straight 11.5-cm length

Pince de joaillier droite
Longueur 11,5 cm



10

17517X10



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

4 ▶ Retinal Forceps / Pinces rétine

ILM Forceps

With fine jaws to grip and peel membrane like ILM (Inner Limiting Membrane)


Pince ILM

Mors fins pour attraper et peler une membrane telle la MLI (Membrane Limitante Interne)

5



REFERENCE	DESIGNATION	USEFUL LENGTH: WHEN OPEN / WHEN CLOSED	GRASPING FORCE
17450/23X5	ONE® ret-forceps ILM 23G X5	34.6 ±0.5 mm 33.3 ±0.5 mm	≥ 50 g
17450/25X5	ONE® ret-forceps ILM 25G X5	32.5 ±0.5 mm 31.3 ±0.5 mm	
17450/27X5	ONE® ret-forceps ILM 27G X5	29.5 ±0.5 mm 28.2 ±0.5 mm	≥ 30 g



17450/XX

End-Grasping Forceps

With asymmetric jaws allowing a good contact surface for peeling membranes


Pince End-Grasping

Mors asymétriques pour une large surface de contact et un pelage de membranes

5



REFERENCE	DESIGNATION	USEFUL LENGTH: WHEN OPEN / WHEN CLOSED	GRASPING FORCE
17451/23X5	ONE® ret-forceps End Grasping 23G X5	34.5 ±0.5 mm 33.2 ±0.5 mm	≥ 50 g
17451/25X5	ONE® ret-forceps End Grasping 25G X5	32.5 ±0.5 mm 31.2 ±0.5 mm	
17451/27X5	ONE® ret-forceps End Grasping 27G X5	29.7 ±0.5 mm 28.4 ±0.5 mm	≥ 30 g



17451/XX



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

4 ▶ Retinal Forceps / Pinces rétine

Eckardt Forceps

Multipurpose micro-forceps suitable for all types of membranes


Pince Eckardt

Micro-pince multi-usage adaptée à tout type de membranes

5



REFERENCE	DESIGNATION	USEFUL LENGTH: WHEN OPEN / WHEN CLOSED	GRASPING FORCE
17452/23X5	ONE® ret-forceps Eckardt 23G X5	35.3 ±0.5 mm 34.0 ±0.5 mm	≥ 50 g
17452/25X5	ONE® ret-forceps Eckardt 25G X5	32.0 ±0.5 mm 30.8 ±0.5 mm	
17452/27X5	ONE® ret-forceps Eckardt 27G X5	30.0 ±0.5 mm 28.8 ±0.5 mm	≥ 30 g



17452/XX

Ultra-Grip Forceps

Micro-striated forceps for gripping membranes


Pince Ultra-Grip

Pince micro-striée pour attraper et peler les membranes

5



REFERENCE	DESIGNATION	USEFUL LENGTH: WHEN OPEN / WHEN CLOSED	GRASPING FORCE
17453/23X5	ONE® ret-forceps Ultra Grip 23G X5	33.8 ±0.5 mm 32.5 ±0.5 mm	≥ 130 g
17453/25X5	ONE® ret-forceps Ultra Grip 25G X5	31.7 ±0.5 mm 30.4 ±0.5 mm	
17453/27X5	ONE® ret-forceps Ultra Grip 27G X5	31.7 ±0.5 mm 30.4 ±0.5 mm	≥ 80 g



17453/XX



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

4 ▶ Retinal Forceps / Pincés rétine

Tano Forceps

Asymmetrical forceps suitable for peeling various membranes


Pince de Tano

Pince asymétrique adaptée aux différents types de membranes

5



REFERENCE	DESIGNATION	USEFUL LENGTH: WHEN OPEN / WHEN CLOSED	GRASPING FORCE
17454/23X5	ONE® ret-forceps Asym Tano 23G X5	33.5 ±0.5 mm 32.2 ±0.5 mm	≥ 50 g
17454/25X5	ONE® ret-forceps Asym Tano 25G X5	31.4 ±0.5 mm 30.1 ±0.5 mm	
17454/27X5	ONE® ret-forceps Asym Tano 27G X5	29.2 ±0.5 mm 27.9 ±0.5 mm	≥ 30 g



17454/XX

Yoneda Forceps, Rounded Edge

Blunt rounded wedge with large grasping surface.

Developed with Dr Kazuhito Yoneda, MD, PhD, Japan

Pince Yoneda à bord arrondi


Pince à bords arrondis mousses avec une large surface de contact.

Développée avec le Dr Kazuhito Yoneda (Japon)

5



REFERENCE	DESIGNATION	USEFUL LENGTH: WHEN OPEN / WHEN CLOSED	GRASPING FORCE
17455/27X5	ONE® ret- Yoneda forceps rounded edge27GX5	29.4 ±0.5 mm 28.1 ±0.5 mm	≥ 80 g



17455/27



FORCEPS AND NEEDLE HOLDERS

Pinces et porte-aiguilles

5 ▸ Needle holders / Porte-aiguilles

Needle-holder
Smooth and curved jaws
Round and ergonomic
handle
12-cm length

Porte-aiguille
Mors courbe
et lisse 9 mm
Manche rond ergonomique
Longueur 12 cm



10

17534X10

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





» HOOKS AND RINGS / Crochets et Anneaux

1	» For refractive surgery /	Pour chirurgie réfractive	26
2	» For cataract surgery /	Pour chirurgie de la cataracte	27
3	» For keratoplasty /	Pour kératoplastie	31





HOOKS & RINGS

Crochets et anneaux

1 For refractive surgery / Pour chirurgie réfractive

ReLex Manipulator Curved spatula Angled hook

Séparateur-élévateur ReLex
Spatule courbe
Crochet angulé





10



17522X10

LASIK Manipulator Straight and foam tip to move the corneal flap Angled hook

Séparateur-élévateur LASIK
Extrémité droite et mousse pour
déplacer le capot cornéen
Crochet angulé



10



17523X10

Epithelial Spatula 5.5-mm length

Spatule épithéliale
Longueur 5,5 mm

10



17541X10




HOOKS & RINGS

Crochets et anneaux

2> For cataract surgery / Pour chirurgie de la cataracte

Sinskey IOL Manipulator Angled, 0.2-mm tip

Crochet manipulateur de Sinskey
Coudé, extrémité de 0,2 mm




10



17223X10

Lester IOL Manipulator Angled, collar button tip

Manipulateur à implant de Lester
Coudé, extrémité "bouton de col"




10



17228X10

Lens Manipulator phaco chopper 1.5-mm tip, inner cutting edge

Crochet manipulateur phaco chopper
Extrémité 1,5 mm, partie interne
tranchante



10



17229X10




HOOKS & RINGS

Crochets et anneaux

2> For cataract surgery / Pour chirurgie de la cataracte

Lens Manipulator Conical, straight, blunt

Crochet manipulateur
Conique, droit, mousse




10



17230X10

Lester IOL Manipulator Straight, collar button tip.

Manipulateur à implant de Lester
Droit, extrémité "bouton de col"




10



17260X10

Seibel Lens Manipulator Angled, "Sharp hook" tip shape. Hook tip angle: 55°.

Manipulateur de lentilles Seibel
Pointe coudée en forme de « crochet
pointu ». Angle de la pointe : 55°.



10



17261X10




HOOKS & RINGS

Crochets et anneaux

2> For cataract surgery / Pour chirurgie de la cataracte

Drysdale Lens Manipulator Blunt paddle design

Manipulateur de Drysdale
Extrémité mousse en forme
de spatule




10



17242X10

Thornton-Fine Fixation Ring Blunt teeth 13-mm internal diameter


Anneau de fixation de Thornton
Dents mousses, diamètre interne
de 13 mm



10



17232X10



Mendez Ring

- 12-mm inside diameter
- Indicators at increments of 5°
- Four notches on the internal edge at cardinal positions
- Handle positioned at 0° to hold temporally
- Dark surface for good visibility under microscope

Anneau de Mendez

- Diamètre intérieur de 12 mm
- Graduation tous les 5°
- 4 encoches aux points cardinaux
- Manche à 0° pour un positionnement temporal
- Surface mate pour une meilleure visibilité sous microscope

10



17250X10




HOOKS & RINGS

Crochets et anneaux

2> For cataract surgery / Pour chirurgie de la cataracte

**Koch spatula, Curved
116-mm length**

Spatule de Koch, courbe
Longueur 116 mm



10



17544X10



HOOKS & RINGS


Crochets et anneaux

3 › For keratoplasty / Pour kératoplastie

Price Hook

Reverse Sinskey, recommended in DSAEK and DMEK for the Descemetorhexis.

Crochet de Price
Sinskey inversé, recommandé en DSAEK
et DMEK pour le descemetorhexis.




17302X5

90° Spatula

90° angled tip, recommended in DSAEK and DMEK for Descemet's stripping

Spatule 90°
Extrémité angulée à 90°, recommandée
en DSAEK et DMEK pour retirer
la membrane de Descemet




17303X5
17303X10

Epithelial Spatula 5.5-mm length

Spatule épithéliale
Longueur 5,5 mm



17541X10





» **SCISSORS** / Ciseaux

1	▸ Ring scissors / Ciseaux à doigts	34
2	▸ Micro-scissors / Micro-ciseaux	35



SCISSORS

Ciseaux

1 ▶ Ring scissors / Ciseaux à doigt

Scissors - Sharp
Recommended for cutting operative field or removing 6/0 to 10/0 thread

Ciseaux pointus
S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



17506X5

Scissors - Blunt
Recommended for cutting operative field or removing 6/0 to 10/0 thread

Ciseaux mousses
S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



17507X5



SCISSORS

Ciseaux

2 ▶ Micro-scissors / Micro-ciseaux

Vannas Scissors, Curved

Blunt tip

5-mm blade length

Ciseaux de Vannas – courbes

Extrémité mousse

Lame 5 mm



10

17531X10

Castroviejo Scissors, Curved

Blunt tip

8-mm blade length

Ciseaux de Castroviejo – courbes

Extrémité mousse

Lame 8 mm



10

17532X10

Westcott Scissors, Curved

Pointed tip

8-mm blade length

Ciseaux de Westcott – courbes

Extrémité pointue

Lame 8 mm



10

17533X10





1	Anesthesia needles and cannulas / Aiguilles et canules d'anesthésie	
1	▶ Retrobulbar needles / Aiguilles rétrobulbaires	38
2	▶ Peribulbar needles / Aiguilles péribulbaires	39
3	▶ Sub-tenon cannulas / Canules sous ténonienne	40
2	Lachrymal cannulas / Canules à voie lacrymale	41
3	Anterior segment cannulas / Canules pour segment antérieur	
4	▶ Posterior capsule polishers / Polisseurs de capsule postérieure	42
5	▶ Cannulas for anterior chamber / Canules pour chambre antérieure	43
6	▶ Cystitomes for capsulotomy / Kystotomes pour capsulotomie	44
7	▶ Hydrodissection and hydrodelineation cannulas / Canules à hydrodissection et hydrodélinéation	45
8	▶ Single-way cannulas / Canules simple courant	46
4	Posterior segment cannulas / Canules pour segment postérieur	
9	▶ Double-way cannulas / Canules double courant	46
10	▶ Backflush cannulas: 23G / Canules Backflush : 23G	47
11	▶ Backflush cannulas: 25G / Canules Backflush : 25G	47
12	▶ Backflush cannulas: 27G / Canules Backflush : 27G	47
13	▶ Silicon oil cannulas: 23G / Canules pour huile de silicone : 23G.....	49
14	▶ Silicon oil cannulas: 25G / Canules pour huile de silicone : 25G.....	49
15	▶ Micro-sponges / Micro-éponges	50
16	▶ Sponcals / Sponcals	50



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

1 Anesthesia needles and cannulas / Aiguilles et canules d'anesthésie


1► Retrobulbar needles / Aiguilles rétrobulbaires

For injection of anesthetic agents behind the eyeball.

Pour injection d'agents anesthésiques derrière le globe oculaire.

Retrobulbar Needles 25G – 0,5 x 38 mm

Aiguilles rétrobulbaires
25G – 0,5 x 38 mm



STERIMEDIX[®]
septum et gaines en polypropylène et polyéthylène

10

M0275

Retrobulbar Needles 25G – 0,5 x 38 mm (Atkinson)

Aiguilles rétrobulbaires
25G – 0,5 x 38 mm (Atkinson)



STERIMEDIX[®]
septum et gaines en polypropylène et polyéthylène

10

M0637



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

2> Peribulbar needles / Aiguilles péribulbaires

For injection of anesthetic agents around the eyeball.

Pour injection d'agents anesthésiques autour du globe oculaire..

Peribulbar needles 23G – 0,64 x 32 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
23G – 0,64 x 32 mm (Atkinson)



STERIMEDIX[®]
STERILIZATION BY ETHER OXIDE

10

M0643

Peribulbar needles 25G – 0,5 x 32 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
25G – 0,5 x 32 mm (Atkinson)



STERIMEDIX[®]
STERILIZATION BY ETHER OXIDE

10

M0642

Peribulbar needles 25G – 0,5 x 22 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
25G – 0,5 x 22 mm (Atkinson)



STERIMEDIX[®]
STERILIZATION BY ETHER OXIDE

10

M0642A

Peribulbar needles 27G – 0,4 x 22 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
27G – 0,4 x 22 mm (Atkinson)



STERIMEDIX[®]
STERILIZATION BY ETHER OXIDE

10

M0641



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

3 › Sub-tenon cannulas / Canules sous ténionienne

For injection of anesthetic agents into the sub-tenon space. Rounded flat tip for easy progression while curvature allows the movement around the globe

Pour injection d'agents anesthésiques dans l'espace sous ténionien. L'extrémité plate arrondie permet une progression facile tandis que la courbure permet le mouvement autour du globe.

19G Sub-tenon cannulas 1,1 x 25 mm

Canules sous ténionienne 19G
1,1 x 25 mm



STERIMEDIX
Registered trademark of Sterimedix Inc.

10

M0278



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

2 Lachrymal cannulas / Canules à voie lacrymale

Lachrymal Cannula – Straight, 23G 0.3-mm side port. Tapered tip

Canule Lacrymale – Droite, 23G
0.64 x 13 mm / 0,64 x 13 mm
Port latéral de 0,3 mm. Bout conique



M9272

Lachrymal Cannula – Curved, 21G 0.81 x 38 mm

Canule Lacrymale – Courbe, 21G
0,81 x 38 mm



M9274

Lachrymal Cannula – Short Straight, 26G 0.45 x 20 mm

Canule lacrymale – Courte et droite, 26G
0,45 x 20 mm



M9275

Lachrymal Cannula – Curved, 26G 0.45 x 32 mm

Canule Lacrymale – Courbe, 26G
0,45 x 32 mm



M9276

Lachrymal Cannula – Straight, 25G 0.5 x 22 mm 0.2-mm side port

Canule Lacrymale – Droite, 25G
0,5 x 22 mm
Port latéral : 0,2 mm



M9278



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

3 Anterior segment cannulas / Canules pour segment antérieur

4 ▶ Posterior capsule polishers / Polisseurs de capsule postérieure

21G Posterior capsule polisher 0.81 x 22 mm

Polisseurs de capsule postérieure 21G
0,81 x 22 mm



STERIMEDIX
STERILIZED SINGLE-USE INSTRUMENTS

10

M8604B

23G Posterior capsule polisher 0.64 x 22 mm

Polisseurs de capsule postérieure 23G
0,64 x 22 mm



STERIMEDIX
STERILIZED SINGLE-USE INSTRUMENTS

10

M8604A



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria


5 ▶ Cannulas for anterior chamber / Canules pour chambre antérieure

To maintain anterior chamber depth with viscous, BSS or air.

Pour maintenir la profondeur de la chambre antérieure avec du visqueux, du BSS ou de l'air.

30G Cannula for anterior chamber 0.3 x 22 mm, 4-mm tip (Rycroft)

Canule 30G de chambre antérieure
0,3 x 22 mm, extrémité 4 mm (Rycroft)




STERIMEDIX
STERILIZED GRADUATED MICROSPONGES PREPARED IN FRANCE

10

M2270

30G Cannula for anterior chamber 0.3 x 22 mm, 8-mm tip (Rycroft)

Canule 30G de chambre antérieure
0,3 x 22 mm, extrémité 8 mm (Rycroft)



STERIMEDIX
STERILIZED GRADUATED MICROSPONGES PREPARED IN FRANCE

10

M2270A

27G Cannula for anterior chamber 0.4 x 22 mm (Rycroft)

Canule 27G de chambre antérieure
0,4 x 22 mm (Rycroft)



STERIMEDIX
STERILIZED GRADUATED MICROSPONGES PREPARED IN FRANCE

10

M2273A

23G Cannula for viscoelastic solutions 0.64 x 22 mm

Canule 23G pour solutions viscoélastiques
0,64 x 22 mm



STERIMEDIX
STERILIZED GRADUATED MICROSPONGES PREPARED IN FRANCE

10

M3909



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

6 ▶ Cystitomes for capsulotomy / Kystotomes pour capsulotomie

Can be attached to a syringe filled of air or BSS to maintain the anterior chamber during capsulotomy, or to make a hole in the condensed vitreous. Designed to conform to the anterior convexity of the crystalline lens.

Peuvent être rattachés à une seringue remplie d'air ou de BSS pour maintenir la chambre antérieure pendant la capsulotomie ou pour percer un trou dans la partie condensée du vitré. Les kystotomes préformés ont été conçus pour se conformer à la convexité antérieure du cristallin.

25G Cystitome for capsulotomy 0.5 x 16 mm

Kystotome pour capsulotomie 25G
0,5 x 16 mm



STERIMEDIX[®]
STERIMEDIX[®] is a registered trademark of Sterimedix Inc.

10

M3610

27G Cystitome for capsulotomy 0.4 x 16 mm

Kystotome pour capsulotomie 27G
0,4 x 16 mm



STERIMEDIX[®]
STERIMEDIX[®] is a registered trademark of Sterimedix Inc.

10

M3610B

30G Cystitome for capsulotomy 0.3 x 16 mm

Kystotome pour capsulotomie 30G
0,3 x 16 mm



STERIMEDIX[®]
STERIMEDIX[®] is a registered trademark of Sterimedix Inc.

10

M3630



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

7► **Hydrodissection and hydrodelineation cannulas /** Canules à hydrodissection et hydrodélinéation

Hydrodissection cannula allows the separation of cortex from the crystalline lens.

Hydrodelineation cannula allows the separation of different layers of the nucleus to facilitate phacoemulsification.

La canule à hydrodissection permet de séparer le cortex du noyau cristallin.

La canule à hydrodélinéation permet de séparer les différentes couches du noyau pour faciliter la phaco-émulsification.

27G Hydrodissector 0.4 x 22 mm

Hydrodissecteur 27G
0,4 x 22 mm



STERIMEDIX
STERILIZED INSTRUMENTS

10

M2273E

25G Hydrodissector 0.5 x 22 mm

Hydrodissecteur 25G
0,5 x 22 mm



STERIMEDIX
STERILIZED INSTRUMENTS

10

M3900

25G Cannula for viscoelastic solutions 0.5 x 22 mm

Canule 25G pour solutions viscoélastiques
0,5 x 22 mm



STERIMEDIX
STERILIZED INSTRUMENTS

10

M3899A



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

8 ▶ Single-way cannulas / Canules simple courant

23G Cortex extractor 0.64 x 16 mm (Charleux)

Extracteur de cortex 23G
0,64 x 16 mm (Charleux)



STERIMEDIX
STERILIZED SINGLE-USE MEDICAL DEVICES

10

M6594

4 ▶ Posterior segment cannulas / Canules pour segment postérieur

9 ▶ Double-way cannulas / Canules double courant

Double-way cannula Perfluorocarbene 23G/30G

Canule double courant
Perfluorocarbene 23G/30G



STERIMEDIX
STERILIZED SINGLE-USE MEDICAL DEVICES

10

M4499

Double-way cannula Perfluorocarbene 25G/30G

Canule double courant
Perfluorocarbene 25G/30G



STERIMEDIX
STERILIZED SINGLE-USE MEDICAL DEVICES

10

M4499A



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

10 ▶ Backflush cannulas: 23G / Canules Backflush : 23G

23G Backflush cannula, silicon tip

Canule Backflush bout silicone 23G



STERIMEDIX[®]
département génériques et médicaments produits innovants

10

M4458

23G Backflush cannula, brush tip

Canule Backflush bout brosse 23G



STERIMEDIX[®]
département génériques et médicaments produits innovants

10

M4459

23G Backflush cannula, blunt tip

Canule Backflush bout mousse 23G



STERIMEDIX[®]
département génériques et médicaments produits innovants

10

M4478



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

11 ▶ Backflush cannulas: 25G / Canules Backflush : 25G

25G Backflush cannula

Canule Backflush bout brosse 25G




STERIMEDIX[®]
Appareils médicaux et dispositifs médicaux à usage unique

10

M4449

25G Backflush cannula, silicon tip

Canule Backflush bout silicone 25G



STERIMEDIX[®]
Appareils médicaux et dispositifs médicaux à usage unique

10

M4456

25G Backflush cannula, blunt tip

Canule Backflush bout mousse 25G



STERIMEDIX[®]
Appareils médicaux et dispositifs médicaux à usage unique

10

M4477

12 ▶ Backflush cannulas: 27G / Canules Backflush : 27G

27G Backflush cannula, blunt tip

Canule Backflush bout mousse 27G



STERIMEDIX[®]
Appareils médicaux et dispositifs médicaux à usage unique

10

M4486



CANNULAS AND MICROSPONGES


Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

13 ▶ Silicon oil cannulas: 23G / Canules pour huile de silicone : 23G

Silicon Oil Cannula – 23G
Straight cannula with a 4-mm long tip, 23G
0.64 x 4 mm

Canule pour Huile de Silicone – 23G
Canule droite, avec une pointe de 4 mm de long, 23G
0,64 x 4 mm




10

M4447

Silicon Oil Cannula – 23G
Straight cannula, with a 8-mm beveled tip, 23G
0.64 x 8 mm

Canule pour Huile de Silicone – 23G
Canule droite, avec une pointe biseautée de 8 mm. 23G
0,64 x 8 mm




10

M4452

14 ▶ Silicon oil cannulas: 25G / Canules pour huile de silicone : 25G

Silicon Oil Cannula – 25G
Straight cannula with a 4-mm long tip, 25G
0.5 x 4 mm

Canule pour Huile de Silicone – 25G
Canule droite, avec une pointe de 4 mm de long, 25G
0,5 x 4 mm



10

M4448

Silicon Oil Cannula – 25G
Straight cannula with a 7-mm long tip, 25G
0.5 x 7 mm

Canule pour Huile de Silicone – 25G
Canule droite, avec une pointe de 7 mm de long, 25G
0,5 x 7 mm



10

M4453



CANNULAS AND MICROSPONGES

Canules et micro-éponges

Distributed by
Distribué par
Moria

15 ▶ Micro-sponges / Micro-éponges

**Absorbant pads with sleeves, sterile,
blunt tip
Box of 20 bags of 10 units**

Tampons absorbants avec manches,
stériles, pointe émoussée
Boîte de 20 sachets de 10 unités



200



30601

16 ▶ Sponcals / Sponcals

**Absorbent pads, non-sterile,
cuneiform**

Tampons absorbants, non stériles,
cunéiformes




500




30761

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





1	▶ EasySet Cataract /	EasySet Cataracte	54
2	▶ Toric IOL positioning /	Positionnement des LIO toriques	57
3	▶ Neonatology /	Néonatalogie	58
4	▶ Refractive surgery /	Chirurgie réfractive	62
5	▶ Keratoplasty /	Kératoplastie	64
6	▶ Consultation /	Consultation	66
7	▶ IntraVitrear Injection /	Injection IntraVitréenne	70




PROCEDURES

Procédures

1► EasySet Cataract / EasySet Cataracte

SCISSORS CISEAUX	17506	one® steel	Scissors – Sharp
	17507	one® steel	Scissors – Blunt
SPECULUMS BLÉPHAROSTATS	17227	one®	Kratz wire speculum
	17508	one® steel	Adjustable speculum
BONN FORCEPS PINCES DE BONN	17221	one®	Bonn forceps, Straight
	17504	one® steel	Bonn forceps, Straight
	17505	one® steel	Bonn forceps, Curved
CAPSULORHEXIS FORCEPS PINCES CAPSULORHEXIS	17237	one®	Capsulorhexis forceps, Curved – 90° pointed tip
	17252	one®	Capsulorhexis forceps, Curved – 45° pointed tip
	17502	one® steel	Capsulorhexis forceps, Straight – 90° pointed tip
	17503	one® steel	Capsulorhexis forceps, Curved – 90° pointed tip – Corydon type
CRYSTALLINE LENS MANIPULATORS MANIPULATEURS POUR CRISTALLIN	17229	one®	Lens Manipulator phaco chopper
	17230	one®	Lens Manipulator
	17242	one®	Drysdale Lens Manipulator
	17261	one®	Seibel Lens Manipulator
MONOFILAMENT FORCEPS PINCES MONOFILAMENT	17222	one®	Tying forceps, Straight
	17225	one®	Tying forceps, Curved
	17233	one®	Mc Pherson tying forceps, Angled
	17247	one®	Tying forceps, Curved
	17500	one® steel	Mc Pherson Tying Forceps, Angled
	17501	one® steel	Tying forceps, Curved
IOL MANIPULATORS MANIPULATEURS POUR IMPLANT	17223	one®	Sinskey IOL Manipulator
	17228	one®	Lester IOL Manipulator
	17260	one®	Lester IOL Manipulator
	17544	one® steel	Koch spatula, Curved

PRODUCTS		SETS																										Number of instru- ments per set
		17506	17507	17227	17508	17221	17504	17505	17237	17252	17502	17503	17229	17230	17242	17261	17222	17225	17233	17247	17500	17501	17223	17228	17260	17544		
5001	X10			✓		✓			✓														✓				4	
5101	X10			✓		✓			✓											✓			✓				5	
5102	X10			✓		✓			✓					✓						✓			✓				6	
52107	X10				✓			✓			✓												✓				4	
52110	X10			✓				✓			✓												✓		✓		4	
52111	X10			✓				✓			✓			✓									✓				4	
52112	X10				✓			✓			✓												✓				4	
52113	X10				✓			✓			✓			✓									✓				4	
52114	X10			✓				✓			✓							✓						✓			5	
52115	X10	✓		✓					✓											✓				✓			5	
52116	X10			✓							✓			✓									✓				5	
52117	X10	✓	✓								✓			✓													5	
52118	X10	✓	✓		✓			✓			✓							✓						✓			6	
52119	X10	✓			✓			✓			✓									✓				✓			5	
52120	X10				✓						✓			✓								✓					5	
52121	X10	✓			✓						✓			✓									✓				5	
52122	X10	✓			✓						✓			✓									✓				5	
52123	X10	✓		✓							✓			✓									✓				6	
52124	X10	✓		✓					✓											✓			✓				6	
52125	X10	✓		✓					✓					✓					✓								6	
52126	X10	✓			✓																	✓					5	
52127	X10	✓			✓						✓							✓					✓	✓			6	
52128	X10	✓		✓						✓			✓					✓	✓				✓	✓			7	
52129	X10	✓		✓					✓									✓	✓				✓	✓			6	
52130	X10	✓			✓													✓	✓				✓	✓			6	
52131	X10	✓			✓					✓			✓					✓					✓				7	
52132	X10	✓		✓					✓					✓						✓							6	
52133	X10		✓	✓					✓					✓						✓							6	
52134	X10				✓				✓						✓		✓										4	
52135	X10		✓	✓					✓														✓				5	
52136	X10	✓		✓					✓					✓					✓				✓				7	
52137	X10	✓			✓				✓															✓			5	
52139	X10			✓							✓			✓								✓					5	
52140	X10				✓					✓			✓														4	
52141	X10				✓						✓					✓									✓		5	
52142	X10	✓			✓						✓									✓							5	
52151	X10		✓		✓				✓			✓	✓										✓			✓	7	
52152	X10				✓						✓														✓		4	
52153	X10	✓			✓						✓									✓							4	



PROCEDURES

Procédures

Cataract sets delivered in sterile blister packs containing a range of 3 to 7 instruments.

EASYSET packs are available in customized sets of both

one® and one® steel instruments, containing up to:

- 3 Forceps
- 2 Manipulators
- 1 Speculum
- 1 Scissors

Sets cataracte livrés en blister stérile d'une composition comprise entre 3 et 7 instruments. EasySet peut combiner les gammes

one® et one® steel en choisissant jusqu'à :

- 1 blépharostat
- 2 manipulateurs
- 3 pinces
- 1 paire de ciseaux à champ

Easy

- One-finger blister pack opening.
- Once the blister pack is opened, the instruments are immediately ready for use.

Fast

- Fast preparation of the instruments

Convenient

- Compact and ergonomic tray.
- Instruments held in their dedicated locations.



Facile

- Ouverture du sachet et mise à disposition immédiate de l'ensemble sur la table.
- Ouverture du blister d'un doigt.

Rapide

- Gain de temps dans la préparation des instruments.

Pratique

- Le plateau est adapté et peu encombrant.
- Les instruments sont maintenus dans leurs emplacements dédiés.



PROCEDURES

Procédures

2> Toric IOL positioning / Positionnement des LIO toriques


Preoperative Bubble Marker
Preoperative marking of the 0-180° axis
Thin marking surface: 0.4 mm x 3 mm

Marqueur à bulle
 Marquage pré-opératoire de l'axe 0 - 180°
 Surface de marquage fine : 0,4 mm x 3 mm



10

17249X10




10

Mendez Ring
 • 12-mm inside diameter
 • Indicators at increments of 5°
 • 4 notches on the internal edge at cardinal positions
 • Handle positioned at 0° to hold temporally
 • Dark surface for good visibility under microscope

Anneau de Mendez
 • Diamètre intérieur de 12 mm
 • Graduation tous les 5°
 • 4 encoches aux points cardinaux
 • Manche à 0° pour un positionnement temporal
 • Surface mate pour une meilleure visibilité sous microscope

17250X10



10

Bores Marker
 • Used inside the Mendez Ring to make two radial marks along the desired axis
 • Precise 0.4 mm fine markings
 • Blade design follows curvature of the cornea
 • Matte surface for maximum visibility under the microscope

Marqueur de Bores
 • Insertion dans l'anneau de Mendez pour réaliser 2 marques radiales sur l'axe désiré
 • Marques précises et fines de 0,4 mm
 • Arêtes émoussées épousant la courbe de la cornée
 • Surface mate pour une meilleure visibilité sous microscope

17251X10



Depressor Speculum				
		Double-ended Depressor	Loop Depressor	-
	Pediatric Wire Speculum	17262X10	17264X10	17266X10 Speculum only
	Pediatric Wire Speculum with Tabs	17263X10	17257X10 17265X10	17258X10 Speculum only
	Solid Blades Speculum	17210	17255X20	
Reusable	Barraquer Speculum 6346D	17253X20 Depressor only		

17253X20

17258X10



PROCEDURES

Procédures

3 › Neonatology / Néonatalogie

ROP kits with Solid Blades Speculum

- solid small blades that limit contact with eyelashes during exam
- optimal design for easy insertion between eyelids
- appropriate size and flex characteristics for premature infants
- low profile that can be used with pediatric eye imaging

20

Kits ROP avec Blépharostat à Oreilles Solides

- petites oreilles solides qui limitent le contact avec les cils pendant l'examen
- design optimal pour une insertion facile entre les paupières
- caractéristiques de taille et de flexion appropriées pour les prématurés
- profil bas pouvant être utilisé avec l'imagerie oculaire pédiatrique

ROP kit: Solid Blades Speculum & Double-ended Depressor

Kit ROP: Blépharostat à Oreilles Solides & Dépresseur à double extrémité



17210

ROP kit: Solid Blades Speculum & Loop Depressor

Kit ROP: Blépharostat à Oreilles Solides & Dépresseur à Anse



20

17255X20



PROCEDURES

Procédures


3 › Neonatology / Néonatalogie

Small Neonatal Speculum:

- 4.1-mm wire blades
- staggered closed wire blades to fit together, for easy insertion and removal
- appropriate size and flex characteristics for premature infants

Blépharostat Pédiatrique à Fil :

- oreilles de 4,1 mm
- oreilles qui s'emboîtent pour une insertion et un retrait facilités
- taille et caractéristiques de flexion appropriées pour les prématurés



10

17266X10

ROP kit: Small Neonatal Speculum & Double-ended Depressor

Kit ROP: Blépharostat Pédiatrique à Fil & Dépresseur à double extrémité



10



17262X10

ROP kit: Small Neonatal Speculum & Loop Depressor

Kit ROP: Blépharostat Pédiatrique à Fil & Dépresseur à Anse



10



17264X10



PROCEDURES


Procédures

3 ▶ Neonatology / Néonatalogie

ROP kit: Pediatric Wire Speculum with Tabs & Double-ended Depressor

Kit ROP: Blépharostat à Fil avec Plateaux
& Dépresseur à double extrémité

10





17263X10

ROP kit: Pediatric Wire Speculum with Tabs & Loop Depressor

Kit ROP: Blépharostat à Fil avec Plateaux
& Dépresseur à Anse

10



*17257X10 : sold in stable tray / vendu en pack

*17265X10 : sold in compact packaging with less plastic / emballage plus compact
avec moins de plastique

17257X10
17265X10




PROCEDURES

Procédures

4 ▶ Refractive surgery / Chirurgie réfractive

Adjustable speculum 15-mm solid blades

Blépharostat réglable
Oreilles de 15 mm



10

17231X10

Adjustable speculum 15-mm open blades

Blépharostat réglable
Oreilles ouvertes de 15 mm



10

17508X10

Corneal marker Marker for patient's cornea Available in 8-mm, 8.5-mm and 9-mm diameters

Marqueur cornée
Pour la cornée du patient
Disponible en diamètre 8 mm,
8,5 mm et 9 mm



10

8 mm

17518X10

8.5 mm

17519X10

9 mm

17520X10





PROCEDURES

Procédures

4 ▶ Refractive surgery / Chirurgie réfractive

ReLEX Manipulator Curved spatula Angled hook

Séparateur-élevateur ReLEX
Spatule courbe
Crochet angulé





10



17522X10

LASIK Manipulator Straight and foam tip to move the corneal flap Angled hook

Séparateur-élevateur LASIK
Extrémité droite et mousse pour
déplacer le capot cornéen
Crochet angulé



10



17523X10

Epithelial Spatula 5.5-mm length

Spatule épithéliale
Longueur 5,5 mm

10



17541X10



PROCEDURES


Procédures

5 Keratoplasty / Kératoplastie

Price Hook

Reverse Sinskey, recommended in DSAEK and DMEK for the Descemetorhexis.

Crochet de Price
Sinskey inversé, recommandé en DMEK,
DSAEK pour le descemetorhexis.



5




17302X5

90° Spatula

90° angled tip, recommended in DSAEK and DMEK for Descemet's stripping

Spatule 90°
Extrémité angulée à 90°, recommandée
en DSAEK et DMEK pour retirer
la membrane de Descemet



5 10



17303X5
17303X10

Busin Spatula

Recommended in DSAEK for insertion of donor graft; 3.2-mm incision

Spatule de Busin
Recommandée en
DSAEK pour l'insertion
du lenticule cornéen
donneur; incision de
3,2 mm




5

17300X5

Busin Forceps 23G

Recommended in DSAEK for grasping and positioning the donor graft

Pince de Busin 23G
Recommandée en DSAEK pour saisir le lenticule
cornéen



1 5



17301X1
17301X5




PROCEDURES

Procédures

5 Keratoplasty / Kératoplastie

Corneal graft preparation forceps
1-mm x 2-mm oval-shaped tip
Curved, 15-mm long

Pince préparation de greffon
Extrémité ovale 1 mm x 2 mm
Branches courbes de 15 mm



10



17521X10

Corneal marker
Marker for patient's cornea
Available in 8-mm, 8.5-mm
and 9-mm diameters

Marqueur cornée
Pour la cornée du patient
Disponible en diamètre 8
mm, 8,5 mm et 9 mm



10

8 mm

17518X10

8.5 mm

17519X10

9 mm

17520X10

Epithelial Spatula
5.5-mm length

Spatule épithéliale
Longueur 5,5 mm

10




17541X10

6 ▶ Consultation / Consultation

Tying forceps, Straight 4-mm platforms

Pince monofilament droite
Plateaux de 4 mm




10



17222X10

Mc Pherson tying forceps, Angled 8-mm platforms

Pince monofilament coudée,
type Mc Pherson
Coudée, plateaux de 8 mm




10



17233X10

Tying forceps, Curved 4-mm platforms Recommended for removing 10-0 thread or eyelashes

Pince monofilament courbe
Plateaux de 4 mm
S'utilise notamment pour retirer
du fil 10-0 ou enlever des cils.



10




17225X10

6 ▶ Consultation / Consultation

Mc Pherson Tying Forceps, Angled 5-mm platforms

Pince monofilament coudée,
type Mc Pherson
Plateaux de 5 mm




10



17500X10

Tying Forceps, Curved 5-mm platforms

Pince monofilament courbe
Plateaux de 5 mm




10



17501X10

Troutman Forceps, Straight 5-mm platforms

Pince de Troutman droite
Plateaux de 5 mm



10



17515X10




PROCEDURES

Procédures

6 ▶ Consultation / Consultation

Bonn forceps, Straight
0.12-mm teeth – 3.7-mm platforms
Recommended for removing 6/0 or 7/0
thread, grasping compresses or filling
cavities with compresses

Pince de Bonn droite
Dents de 0,12 mm – Plateaux de 3,7 mm
S'utilise notamment pour retirer du fil 6/0
ou 7/0, saisir des compresses ou remplir
des cavités avec des compresses.




10



17221X10

Bonn forceps, Straight
0.12-mm teeth – 5-mm platforms
Recommended for removing 6/0 or
7/0 thread, grasping compresses or
filling cavities with compresses

Pince de Bonn droite
Dents de 0,12 mm – Plateaux de 5 mm
S'utilise notamment pour retirer
du fil 6/0 ou 7/0, saisir des
compresses ou remplir des
cavités avec des compresses.




10



17504X10

Bonn forceps, Angled
0.12-mm teeth
5-mm platforms

Pince de Bonn coudée
Dents de 0,12 mm
Plateaux de 5 mm



10



17505X10

6 ▶ Consultation / Consultation

Scissors - Sharp
Recommended for cutting operative field or removing 6/0 to 10/0 thread

Ciseaux pointus
 S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



5

17506X5

Scissors - Blunt
Recommended for cutting operative field or removing 6/0 to 10/0 thread

Ciseaux mous
 S'utilisent notamment pour découper un champ ou un fil 6/0 à 10/0



5

17507X5




PROCEDURES

Procédures

7▸ IntraVitrear Injection / Injection IntraVitréenne

Wire speculum with platforms 15-mm closed blades

Blépharostat à fil avec plateaux
Oreilles fermées de 15 mm




10

17537X10

Solid-Blade Speculum with Tabs Speculum with solid blades and tabs

Blépharostat à Oreilles Pleines et Plateaux
Blépharostat à oreilles pleines et plateaux



10

17538X10

Kratz wire speculum 15-mm open blades, 1-mm wire diameter

Blépharostat à fil de Kratz adulte
Oreilles ouvertes de 15 mm, fil de 1 mm



10

17227X10



PROCEDURES

Procédures

7 ▶ IntraVitreous Injection / Injection IntraVitréenne

Scleral marker 3.5 mm / 4 mm **Scleral marking at 3.5 mm and 4.0 mm**

Marqueur scléral 3,5 mm / 4 mm
Marquage scléral par indentation 3,5 mm
et 4 mm



20

17539X20

IVT Kit with Solid-Blade Speculum & Marker **Speculum with solid blades and tabs, and** **with Scleral Marker**

Kit IVT Blépharostat Oreilles Pleines &
Marqueur
Blépharostat à oreilles pleines et plateaux, et
avec marqueur scléral et 4 mm



10

17542X10



REFERENCES INDEX

Index par références



REFERENCES INDEX

Index par références

17210 ROP kits with Solid Blades Speculum Kits ROP avec Blépharostat à Oreilles Solides 58, 59	17251X10 Bores Marker Marqueur de Bores..... 57	17301X1, 17301X5 Busin Forceps 23G Pince de Busin 23G 64
1721X10 Bonn forceps, Straight Pince de Bonn droite 15, 68	17252X10 Capsulorhexis forceps, Curved Pince capsulorhexis, courbe..... 14	17302X5 Price Hook Crochet de Price 31, 64
17222X10 Tying forceps, Straight Pince monofilament droite..... 17, 66	17253X20 Double-ended Depressor Dépresseur à double extrémité 58	17303X5, 17303X10 90° Spatula Spatule 90°..... 31, 64
17223X10 Sinsky IOL Manipulator Crochet manipulateur de Sinsky..... 27	17255X20 ROP kit: Solid Blades Speculum & Loop Depressor Kit ROP: Blépharostat à Oreilles Solides & Dépresseur à Anse 58, 58	17450/XX ILM Forceps Pince ILM..... 19
17225X10 Tying forceps, Curved Pince monofilament courbe..... 17, 66	17257X10 Neonatal wire speculum Blépharostat à fil pour prématurés 58, 61	17451/XX End-Grasping Forceps Pince End-Grasping..... 19
17227X10 Kratz wire speculum Blépharostat à fil de Kratz adulte 7, 70	17258X10 Neonatal wire speculum Blépharostat à fil pour prématurés 6, 58	17452/XX Eckardt Forceps Pince Eckardt..... 20
17228X10 Lester IOL Manipulator Manipulateur à implant de Lester 27	17260X10 Lester IOL Manipulator Manipulateur à implant de Lester..... 28	17453/XX Ultra-Grip Forceps Pince Ultra-Grip 20
17229X10 Lens Manipulator phaco chopper Crochet manipulateur phaco chopper..... 27	17261 X10 Seibel Lens Manipulator Manipulateur de lentilles Seibel..... 28	17454/XX Tano Forceps Pince de Tano 21
17230X10 Lens Manipulator Crochet manipulateur 28	17262X10 ROP kit: Small Neonatal Speculum & Double-ended Depressor Kit ROP: Blépharostat Pédiatrique à Fil & Dépresseur à double extrémité..... 58, 60	17455/27 Yoneda Forceps, Rounded Edge Pince Yoneda à bord arrondi 21
17231X10 Adjustable speculum Blépharostat réglable 8, 62	17263X10 ROP kit: Pediatric Wire Speculum with Tabs & Double-ended Depressor Kit ROP: Blépharostat à Fil avec Plateaux & Dépresseur à double extrémité..... 58, 61	17500X10 Mc Pherson Tying Forceps, Angled Pince monofilament coudée, type Mc Pherson..... 18, 67
17232X10 Thornton-Fine Fixation Ring Anneau de fixation de Thornton..... 29	17264X10 ROP kit: Small Neonatal Speculum & Loop Depressor Kit ROP: Blépharostat à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Anse 58, 60	17501X10 Tying Forceps, Curved Pince monofilament courbe..... 18, 67
17233X10 Mc Pherson tying forceps, Angled Pince monofilament coudée, 17, 66	17265X10 ROP kit: Pediatric Wire Speculum with Tabs & Loop Depressor Kit ROP: Blépharostat à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Anse 58, 61	17502X5, 17502X10 Capsulorhexis forceps, Straight Pince capsulorhexis droite..... 12
17237X10 Capsulorhexis forceps, Curved Pince capsulorhexis, courbe..... 14	17266X10 Small Neonatal Speculum: Blépharostat Pédiatrique à Fil : 6, 58, 60	17503X5, 17503X10 Capsulorhexis forceps, Curved - Corydon type Pince capsulorhexis courbe - type Corydon..... 12
17242X10 Drysdale Lens Manipulator Manipulateur de Drysdale 29	17300X5 Busin Spatula Spatule de Busin 64	17504X10 Bonn forceps, Straight Pince de Bonn droite 15, 68
17247X10 Tying forceps, Curved Pince monofilament courbe..... 17		17505X10 Bonn forceps, Angled Pince de Bonn coudée..... 15, 68
17249X10 Preoperative Bubble Marker Marqueur à bulle..... 57		17506X5 Scissors - Sharp Ciseaux pointus 34, 69
17250X10 Mendez Ring Anneau de Mendez..... 29, 57		17507X5 Scissors - Blunt Ciseaux mousses..... 34, 69



REFERENCES INDEX

Index par références

I7508X10

Adjustable speculum

Blépharostat réglable..... 8, 62

I7511X5, I7511X10

Capsulorhexis forceps, Straight - Utrata type

Pince d'Utrata, droite 13

I7512X5, I7512X10

Capsulorhexis forceps, Curved - Crozafor type

Pince de Crozafor, courbe 13

I7513X5, I7513X10

Capsulorhexis forceps, Curved - Corydon type

Pince de Corydon, courbe 13

I7514X10

Notched forceps

Pince alvéolée..... 16

I7515X10

Troutman Forceps, Straight

Pince de Troutman droite 18, 67

I7516X10

Paufique forceps

Pince de Paufigue..... 16

I7517X10

Jeweler Forceps, Straight

Pince de joaillier droite 18

I7518X10

Corneal marker

Marqueur cornée 62, 65

I7519X10

Corneal marker

Marqueur cornée 62, 65

I7520X10

Corneal marker

Marqueur cornée 62, 65

I7521X10

Corneal graft preparation forceps

Pince préparation de greffon..... 16, 65

I7522X10

ReLEX Manipulator

Séparateur-élevateur ReLEX 26, 63

I7523X10

LASIK Manipulator

Séparateur-élevateur LASIK 26, 63

I7531X10

Vannas Scissors, Curved

Ciseaux de Vannas - courbes..... 35

I7532X10

Castroviejo Scissors, Curved

Ciseaux de Castroviejo - courbes..... 35

I7533X10

Westcott Scissors, Curved

Ciseaux de Westcott - courbes..... 35

I7534X10

Needle-holder

Porte-aiguille..... 22

I7537X10

Wire speculum with platforms

Blépharostat à fil avec plateaux..... 6, 70

I7538X10

Solid-Blade Speculum with Tabs

Blépharostat à Oreilles Pleines et Plateaux 7, 70

I7539X20

Scleral marker 3.5 mm / 4 mm

Marqueur scléral 3,5 mm / 4 mm 71

I7541X10

Epithelial Spatula

Spatule épithéliale 26, 31, 63, 65

I7542X10

IVT Kit with Solid-Blade Speculum & Marker

Kit IVT Blépharostat Oreilles Pleines & Marqueur 71

I7544X10

Koch spatula, Curved

Spatule de Koch, courbe..... 30

30601

Absorbant pads with sleeves, sterile, blunt tip

Tampons absorbants avec manches, stériles, pointe émoussée..... 50

30761

Absorbent pads, non-sterile, cuneiform

Tampons absorbants, non stériles, cunéiformes 50

M0275

Retrobulbar Needles

25G - 0.5 x 38 mm

Aiguilles rétrobulbaires
25G - 0,5 x 38 mm..... 38

M0278

19G Sub-tenon cannulas

Canules sous ténionienne 19G 40

M0637

Retrobulbar Needles

25G - 0.5 x 38 mm (Atkinson)

Aiguilles rétrobulbaires
25G - 0,5 x 38 mm (Atkinson)..... 38

M0641

Peribulbar needles

27G - 0.4 x 22 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
27G - 0,4 x 22 mm (Atkinson) 39

M0642

Peribulbar needles

25G - 0.5 x 32 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
25G - 0,5 x 32 mm (Atkinson)..... 39

M0642A

Peribulbar needles

25G - 0.5 x 22 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
25G - 0,5 x 22 mm (Atkinson) 39

M0643

Peribulbar needles

23G - 0.64 x 32 mm (Atkinson)

Aiguilles péribulbaires
23G - 0,64 x 32 mm (Atkinson) 39

M2270

30G Cannula for anterior chamber

Canule 30G de chambre antérieure..... 43

M2270A

30G Cannula for anterior chamber

Canule 30G de chambre antérieure..... 43

M2273A

27G Cannula for anterior chamber

Canule 27G de chambre antérieure..... 43

M2273E

27G Hydrodissector. 0.4 x 22 mm

Hydrodissecteur 27G. 0,4 x 22 mm..... 45

M3610

25G Cystitome for capsulotomy

Kystotome pour capsulotomie 25G 44

M3610B

27G Cystitome for capsulotomy

Kystotome pour capsulotomie 27G 44

M3630

30G Cystitome for capsulotomy

Kystotome pour capsulotomie 30G 44

M3899A

25G Cannula for viscoelastic solutions

0.5 x 22 mm

Canule 25G pour solutions viscoélastiques
0,5 x 22 mm..... 45

M3900

25G Hydrodissector. 0.5 x 22 mm

Hydrodissecteur 25G. 0,5 x 22 mm..... 45

M3909

23G Cannula for viscoelastic solutions

0.64 x 22 mm

Canule 23G pour solutions viscoélastiques
0,64 x 22 mm..... 43

M4447

Silicon Oil Cannula - 23G

Canule pour Huile de Silicone - 23G..... 49

M4448

Silicon Oil Cannula - 25G

Canule pour Huile de Silicone - 25G 49

M4449

25G Backflush cannula

Canule Backflush bout brosse 25G 48



REFERENCES INDEX

Index par références

M4452 Silicon Oil Cannula – 23G Canule pour Huile de Silicone – 23G.....	49
M4453 Silicon Oil Cannula – 25G Canule pour Huile de Silicone – 25G	49
M4456 25G Backflush cannula, silicon tip Canule Backflush bout silicone 25G.....	48
M4458 23G Backflush cannula, silicon tip Canule Backflush bout silicone 23G.....	47
M4459 23G Backflush cannula, brush tip Canule Backflush bout brosse 23G.....	47
M4477 25G Backflush cannula, blunt tip Canule Backflush bout mousse 25G.....	48
M4478 23G Backflush cannula, blunt tip Canule Backflush bout mousse 23G.....	47
M4486 27G Backflush cannula, blunt tip Canule Backflush bout mousse 27G	48
M4499 Double-way cannula Perfluorocarbhone 23G/30G Canule double courant Perfluorocarbhone 23G/30G	46
M4499A Double-way cannula Perfluorocarbhone 25G/30G Canule double courant Perfluorocarbhone 25G/30G	46
M6594 23G Cortex extractor Extracteur de cortex 23G.....	46
M8604A 23G Posterior capsule polisher Polisseurs de capsule postérieure 23G.....	42
M8604B 21G Posterior capsule polisher Polisseurs de capsule postérieure 21G.....	42
M9272 Lachrymal Cannula – Straight, 23G Canule Lacrymale – Droite, 23G.....	41
M9274 Lachrymal Cannula – Curved, 21G Canule Lacrymale – Courbe, 21G.....	41
M9275 Lachrymal Cannula – Short Straight, 26G Canule lacrymale – Courte et droite, 26G	41
M9276 Lachrymal Cannula – Curved, 26G Canule Lacrymale – Courbe, 26G	41
M9278 Lachrymal Cannula – Straight, 25G Canule Lacrymale – Droite, 25G.....	41

Legal notices for healthcare professionals

Mentions légales à destination des professionnels de santé

Carefully read the instructions in the package leaflet or on the label given to the healthcare professional.
 Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé.

Commercial reference Référence commerciale	Manufacturer Fabricant	Class of medical device Classe du dispositif médical	Notified body Organisme notifié
17210, 17221X10, 17222X10, 17225X10, 17227X10, 17231X10, 17232X10, 17233X10, 17247X10, 17249X10, 17250X10, 17251X10, 17253X20, 17255X20, 17257X1, 17257X10, 17258X10, 17262X10, 17263X10, 17264X1, 17265X1, 17266X10, 17500X10, 17501X10, 17504X10, 17505X10, 17506X5, 17507X5, 17508X10, 17514X10, 17515X10, 17516X10, 17517X10, 17518X10, 17519X10, 17520X10, 17521X10, 17534X10, 17537X10, 17538X10, 17539X20, 17542X10	Moria S.A.	Is	CE 0459
17223X10, 17228X10, 17229X10, 17230X10, 17237X10, 17242X10, 17252X10, 17260X10, 17261X10, 17300X5, 17301X1, 17301X5, 17302X5, 17303X5, 17303X10, 17502X10, 17503X10, 17511X5, 17511X10, 17512X5, 17512X10, 17513X5, 17513X10, 17522X10, 17523X10, 17531X10, 17532X10, 17533X10, 17541X10	Moria S.A.	Ila	IMQ 0051
M0275, M0278, M0637, M0641, M0642, M0642A, M0643, M2270, M2270A, M2273A, M2273E, M3610, M3610B, M3630, M3899A, M3900, M3909, M4447, M4448, M4449, M4452, M4453, M4456, M4458, M4459, M4477, M4478, M4486, M4499, M4499A, M6594, M8604A, M8604B, M9272, M9274, M9275, M9276, M9278	Sterimedix Ltd	Ila	CE 0123
30601	KETTENBACH GmbH & Co. KG	Ila	CE 0123
30761	KETTENBACH GmbH & Co. KG	I	Autocertification

Moria

 **MORIA SA**
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriusa.com
www.moria-surgical.com

Moria Surgical Spain
C. de Pablo Iglesias, 58,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - SPAIN
Phone: +34932896270
info@moria-spain.com
www.oftaltech.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

AL.CHI.MI.A. S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 - Ponte San Nicoló (PD)
ITALY
Phone: +39 049 89.62.074
Fax: +39 049 89.62.071
info@alchimiasrl.com
www.alchimiasrl.com

**Moria COMMERCIAL
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kailli Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax : +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria Limited
Suite 1904, 19th Floor,
ST. George's Building,
No. 2 Ice House Street,
Central - HONG KONG
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com



#67040INT-B-09.2025