

Moria



Greffe de Cornée

Précision & Reproductivité pour DSAEK et UT-DSAEK

One Use-Plus
Automated DSAEK

One Use
DSAEK



**Les systèmes linéaires MORIA pour la DSAEK
et l'Ultra-Thin DSAEK**

LES SYSTÈMES LINÉAIRES MORIA POUR LA DSAEK ET L'UT-DSAEK

- Haut degré de précision et de reproductibilité
- Large gamme de têtes à usage unique: de 110 à 550 μm
- Pour l'Ultra-thin DSAEK en 1 passage, comme pour la DSAEK conventionnelle

One Use-Plus Automated DSAEK

Reproductibilité et confort d'un système tout automatique



One Use DSAEEK



Option stérilisable




... et usage unique

PRÉCISION ET REPRODUCTIBILITÉ POUR LA DSAEK ET L'UT-DSAEEK


Découpes uniformes

Avec l'aimable autorisation du Pr. M. Busin (Forlì, Italie)





Découpes de grand diamètre

Avec l'aimable autorisation de la banque des yeux de Mestre (Italie)




Obtention facile de greffons fins

Avec l'aimable autorisation de la banque des yeux de Mestre (Italie)




4 semaines après la greffe¹:

Meilleure acuité visuelle corrigée: 10/10



Lit stromal résiduel lisse²




² Image obtenue par microscopie électronique à balayage : greffon préparé en utilisant une tête OU LC de 450 µm avec la pièce à main OUP (vitesse 2) et la chambre artificielle réutilisable, lit résiduel < 100 µm. Avec l'aimable autorisation du Dr. M. Fuest (Aix-la-Chapelle, Allemagne)

¹ Patient de 51 ans, UT-DSAEEK en utilisant la turbine ONE avec tête OU LC 450 µm et pachymétrie préopératoire du tissu donneur à 590 µm au centre. Avec l'aimable autorisation du Pr. M. Busin (Forlì, Italie)

Témoignages

- Pr. M. Busin (Forlì, Italie) :** «Avec le nouveau système linéaire, Moria autorise un pas de plus vers la perfection : le système linéaire permet de préparer en un unique passage un greffon UT-DSAEEK avec des coupes plus prévisibles et régulières.»
- Dr. J. Hjortdal (Aarhus, Danemark) :** «Le système tout usage unique One-Use Large-Cut de Moria avec chambre artificielle et têtes jetables nous permet désormais de répondre exactement aux contraintes réglementaires d'une banque des yeux, tout en facilitant la préparation de greffons DSAEK fins en un ou deux passages selon la pachymétrie préopératoire.»

L'OFFRE MORIA POUR LA DSAEK ET L'UT-DSAEK



CONSOLE
Evolution 3E

Système automatique		Système manuel	
One Use-Plus Automated DSAEK		One Use DSAEK	
 Pièce à main OUP	 Tête à usage unique	 Turbine One	 Tête à usage unique
 Stérilisable	 Usage unique	 Stérilisable	 Usage unique
		 Turbine CBm	
		 Têtes réutilisables ou à usage unique	
		 Stérilisable	
		 Usage unique	
Chambre artificielle, cloche universelle et anneaux guide sont disponibles en réutilisable et en usage unique			

		Usage unique	Réutilisable
Équipement		#19380 : Console Evolution 3E	
Chambre artificielle		#19182	#19161 + #19162
One Use-Plus Automated DSAEK	Moteur One Use-Plus	#19175	
	Anneau pour chambre artificielle	#19187	#19173
	Tête à usage unique	#19184/xxx (11 calibres)	
One Use DSAEK	Turbine One	#19155	
	Anneau pour chambre artificielle	#19186	#19168
	Tête à usage unique	#19184/xxx	
CBm DSAEK	Turbine CBm	#19303	
	Anneau pour chambre artificielle	#19180	#19171
	Têtes	#19178/xxx	#19170/xxx

- Ce document regroupe des dispositifs de classe I, Is et Ila.
- Organisme notifié CE0459 (LNE/ G-MED) sauf pour les dispositifs médicaux de classe I.
- Lire attentivement les notices d'utilisation correspondantes.
- Les dispositifs médicaux mentionnés ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Moria

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria Surgical Spain
C. de Pablo Iglesias, 58,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - SPAIN
Phone: +34932896270
info@moria-spain.com
www.oftaltech.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

ALCHIMIA S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 - Ponte San Nicoló (PD)
ITALY
Phone: +39 049 89.62.074
Fax: +39 049 89.62.071
info@alchimiasrl.com
www.alchimiasrl.com

Moria COMMERCIAL (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax: +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria Limited
Suite 1904, 19th Floor,
ST. George's Building,
No. 2 Ice House Street,
Central - HONG KONG
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com



MORIA #66099FR-D-10.2025

