



繁體中文 用戶手冊附錄 #65009



除了用於 ONE 微型角膜刀 (#19164) 與 CBM 微型角膜刀 (#19171) 的在配有通用腔室蓋 (#19162) 的 ALTK 人工腔室 (#19161) 上導引微型角膜刀頭的導引環，Moria 通告了用於人工腔室 (#19184/xxx) 的使用一次性大切口 (OULC) 刀頭的新導引環的可用性。

1-適應症

用於人工腔室 (#19184/xxx) 的 OULC 刀頭，由用於 ALTK 腔室 (#19168) 的 OULC 導引環導引，用於在角膜移植手術期間製備供體移植植物，進行完全板層切除（無紋鍵）。

2-產品號與名稱

- 產品號：#19168
- 名稱：用於 ALTK 腔室的一次性大切口導引環

3-維護

有關用於 ALTK 腔室 (#19168) 的一次性大切口導引環的維護，請參閱用戶手冊 #65009 中提到的導引環維護。

欲瞭解更多資訊

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
法國
電話：+33 (0) 1 46 74 46 74
傳真：+33 (0) 1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com
 0459

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
美國
電話：(800) 441 1314
傳真：+1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海目利亞貿易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning district, Shanghai, 200052, P.R.C
中國上海市长宁区淮海西路432号凱利大廈6樓08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

MORIA #65104ZH-TW-A-09.2020