

Moria



**La qualité Moria en chirurgie
vitréo-rétinienne, avec une
gamme complète de pinces
à peler les membranes**



composites

Micro-striée


Pince micro-striée pour une saisie sécurisée des membranes fibreuses ou fortement adhérentes.

#20330- 23G

Micro-stries, force de saisie > 90 g, tube = 31 mm

#20331 - 25G

Micro-stries, force de saisie > 90 g, tube = 29 mm



Code	Désignation	Valeur de saisie minimum	Longueur du tube (hors partie active)
#20300	ILM 23G	> 30 g	23 G → 31 mm 25 G → 29 mm
#20301	ILM 25G		
#20302	ECKARDT 23G		
#20303	ECKARDT 25G		
#20304	TANO 23G		
#20305	TANO 25G		
#20306	END GRASPING 23G		
#20307	END GRASPING 25G		
#20308	ILM AFFINÉE 23G		
#20309	ILM AFFINÉE 25G	> 90 g	
#20330	MORS MICRO-STRIÉS 23G		
#20331	MORS MICRO-STRIÉS 25G		
#20332	MORS STRIÉS 23G		
#20333	MORS STRIÉS 25G		

- Une force de saisie équivalente ou légèrement supérieure à la concurrence pour un geste précis lors du pelage.
- Marquage datamatrix unitaire et nom de l'instrument inscrit sur le manche.
- Embout protecteur


LA QUALITÉ MORIA AU SERVICE DE LA CHIRURGIE VITRÉO-RÉTINIENNE

■ **Le savoir-faire de Moria en microchirurgie au service de la rétine avec une gamme complète de pinces à peler les membranes d'un haut niveau de qualité et de précision**

Embout protecteur stérilisable



Lumen de nettoyage



Tube

- 23 G ☐ Tube de 31 mm
25 G ☐ Tube de 29 mm

Manche rond ergonomique en PEEK
Rotation facile pendant l'utilisation pour un positionnement optimum de l'embout

Cuivre : 23 G
Vert : 25 G



Canule de nettoyage

Le PEEK en quelques mots :

Il s'agit d'un matériau composite polymère high-tech très résistant biocompatible qui conserve ses propriétés mécaniques et chimiques même lorsqu'il est exposé à des températures élevées ou à des environnements organiques ou aqueux difficiles.

OFFRE COMPLÈTE POUR LE PELAGE DES MEMBRANES EN CHIRURGIE VITRÉO-RÉTINIENNE

ILM

Micro-pince à mors fins pour une saisie et une élimination précise des membranes. Particulièrement adapté aux pelages des membranes fines dans la région maculaire.

#20300 - 23G

Force de saisie > 30 g, tube = 31 mm

#20301 - 25G

Force de saisie > 30 g, tube = 29 mm



ILM Affinée

Micro-pince ILM à mors affinés pour une meilleure visualisation lors de la saisie et une élimination précise des membranes. Particulièrement adapté aux pelages des membranes fines dans la région maculaire.

#20308 - 23G

Mors affinés, force de saisie > 30 g, tube = 31 mm

#20309 - 25G

Mors affinés, force de saisie > 30 g, tube = 29 mm



Eckardt

Micro-pince à bout mousse multi-usage, adapté aux pelages de la membrane limitante interne (MLI) et des membranes épirétiniennes (MER).

#20302 - 23G

Force de saisie > 30 g, tube = 31 mm

#20303 - 25G

Force de saisie > 30 g, tube = 29 mm



OFFRE COMPLÈTE POUR LE PELAGE DES MEMBRANES EN CHIRURGIE VITRÉO-RÉTINIENNE

Pince Fine à Saisir (End Grasping)

Micro-pince pour le pelage des membranes fines. Mâchoires asymétriques permettant une surface de contact plus importante sur les membranes.

#20306 - 23G

Mors asymétriques, préhension > 30 g, tube = 31 mm

#20307 - 25G

Mors asymétriques, préhension > 30 g, tube = 29 mm



Tano

Micro-pince à mors asymétriques multi-usage, adaptée aux pelages de la MLI, MER et des membranes diabétiques ou prolifération vitréo-rétinienne. Sa pointe décalée optimise la visualisation des membranes lors du pelage.

#20304 - 23G

Mors asymétriques, force de saisie > 30 g, tube = 31 mm

#20305 - 25G

Mors asymétriques, force de saisie > 30 g, tube = 29 mm



Striée

Micro-pince striée pour une saisie sécurisée des membranes fibreuses ou fortement adhérentes.


#20332 - 23G

Stries, force de saisie > 90 g, tube = 31 mm

#20333 - 25G

Stries, force de saisie > 90 g, tube = 29 mm





Cataracte



Glaucome



Kératoplastie



Rétine



Oculoplastie



Réfractive

- Ce document regroupe des Dispositifs Médicaux (DM) de Classe I
- Lire attentivement les notices d'utilisation correspondantes
- Les dispositifs médicaux mentionnés ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Moria

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 74 46 74
Fax : +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

Moria Inc
1050 Cross Keys Drive
Dolyestown, PA 18902
USA
Tél. : (800) 441 1314
Fax : +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria Surgical Spain
C. de Pablo Iglesias, 58
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - ESPAGNE
Tél. : +34932896270
info@moria-spain.com
www.oftaltech.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPON
Tél. : 81-3-6260-8309
Fax : 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

AL.CHI.MI.A. S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 - Ponte San Nicoló (PD)
ITALIE
Tél. : +39 049 89.62.074
Fax : +39 049 89.62.071
info@alchimiasrl.com
www.alchimiasrl.com

Moria COMMERCIAL (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Tél. /Fax : +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria Limited
Suite 1904, 19th Floor,
ST. George's Building,
No. 2 Ice House Street,
Central - HONG KONG
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com



MORIA #67060FR-C-02.2026