




Kits d'examen pour la rétinopathie des prématurés



NICUs reporting infection resulting from ROP examinations.



The Moria disposable ROP Exam kit helps to reduce the risk of healthcare associated infections.

L'Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) recommande dans une publication que « **des instruments stériles devraient être utilisés pour examiner chaque prématuré afin d'éviter toute possible contamination croisée d'agents infectieux.** »¹

Le graphique ci-contre montre la réduction significative du risque d'infection qui peut être obtenue en suivant de meilleures pratiques.²

Nos kits, comprenant un blépharostat néonatal et un dépresseur scléral à usage unique, utilisés par les principales unités de soins intensifs pédiatriques dans plus de 37 états aux États-Unis, ont permis de réduire le risque de contamination croisée et d'infections nosocomiales, notamment lors des examens de rétinopathie des prématurés.

- Blépharostat conçu par un ophtalmologiste pédiatrique: spécifiquement pour les prématurés, facile à insérer et à retirer.
- Réduit tout risque liés aux instruments mal stérilisés et de contamination croisée.
- Fabriqué avec du matériel chirurgical de haute qualité. Non fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel, de DEHP ni de PVC.
- Permet aux hôpitaux et aux cliniques de garantir l'utilisation d'instruments stériles pour chaque examen de prématurés.

KITS D'EXAMEN ROP À USAGE UNIQUE...

... avec Blépharostat à Fil avec Plateaux



#17257X10

Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Anse

- Inclus dans un blister stable



#17265X10


Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Anse

- **Nouveau** packaging avec moins de plastique



#17263X10

Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Double Extrémité



#17258X10

Blépharostat pédiatrique à Fil & avec Plateaux

- Facile à insérer puis à retirer
- Taille et flexibilité appropriées pour les prématurés
- Design compatible pour les examens avec imagerie



Dépresseur à Anse

- Courbe soignée pour faciliter la dépression sclérale
- Design ergonomique pour les nourrissons
- Finition de haute qualité



#17253X20

Dépresseur à Double Extrémité

- Pour 4 orientations distinctes
- Design ergonomique pour les nourrissons
- Finition de haute qualité
- Également vendu seul (référence: #17253x20)

Références	Descriptions	Règlementation
17257X10	Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Anse	Approuvés FDA Marqués CE
17258X10	Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux	
17263X10	Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Double Extrémité	
17265X10	Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux & Dépresseur à Anse	
17253X20	Dépresseur seul	

KITS D'EXAMEN ROP A USAGE UNIQUE

... avec Blépharostat à Fil sans Plateau



#17262X10



#17264X10



#17266X10

4.1 mm

Blépharostat pédiatrique à Fil

- Longueur des oreilles: 4,1 mm
- Fenêtres fermées et décalées pour s'emboîter l'une dans l'autre, pour faciliter la mise en place puis le retrait
- Taille et flexibilité appropriées pour les prématurés
- Développé avec des chirurgiens
- Également vendu seul (référence: #17266x10)

Références	Descriptions	Règlementation
17262X10	Blépharostat à Fil & Dépresseur à Double Extrémité	Approuvés FDA Marqués CE
17264X10	Blépharostat à Fil & Dépresseur à Anse	
17266X10	Blépharostat à Fil	

... avec Blépharostat à Oreilles Pleines



#17210



5 mm



#17255X20




5 mm

Blépharostat à Oreilles Pleines

- Oreilles de petite taille et fermées pour limiter le contact avec les cils durant l'examen
- Conception optimale pour une insertion facile
- Taille et flexibilité appropriées pour les prématurés
- Design compatible pour les examens avec imagerie

Références	Descriptions	Règlementation
17210	Blépharostat à Oreilles Pleines & Dépresseur à Double Extrémité	Approuvés FDA Marqués CE
17255X20	Blépharostat à Oreilles Pleines & Dépresseur à Anse	

BLÉPHAROSTAT PÉDIATRIQUE RÉUTILISABLE



#6346D

Blépharostat Pédiatrique de Barraquer pour prématurés

- Non ajustable
- Style Colibri
- Longueur des oreilles : 7 mm

Nos solutions pour les meilleures pratiques

		Dépresseur		
				
Blépharostat	Dépresseur	Dépresseur à Double Extrémité 	Dépresseur à Anse 	-
		Blépharostat pédiatrique à Fil 	17262X10	17264X10
Blépharostat pédiatrique à Fil avec Plateaux 		17263X10	17257X10 17265X10	17258X10 Blépharostat seul
Blépharostat à Oreilles Pleines 		17210	17255X20	
Réutilisable	Blépharostat Pédiatrique de Barraquer 6346D 	17253X20 Dépresseur seul		

BIBLIOGRAPHY

- From the American Academy of Pediatrics:** Policy Statement: Screening Examination of Premature Infants for Retinopathy of Prematurity. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS Section on Ophthalmology, AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY, AMERICAN ASSOCIATION FOR PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS, and AMERICAN ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS. *Pediatrics* **2013**;131(1):189-195. doi:10.1542/peds.2012-2996
- Hered RW.** Use of nonsterile instruments for examination for retinopathy of prematurity in the neonatal intensive care unit. *J Pediatr* **2004**;145(3):308-311. doi:https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2004.06.015



MORIA #67090FR-A-07.2024

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

Moria COMMERCIAL (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax: +86 021 52586095
moriachina@moria-int.com