


COLOREZ AVEC PRÉCISION GRÂCE À TWIN et viewILM

**Pelez avec la précision
du manche plat Moria**
Une confiance absolue à chaque pelage



Moria

Voyez, Saisissez, Pelez

La solution complète pour réaliser
un pelage d'ILM/ERM en toute confiance



1 Colorez avec précision

Coloration de l'ILM / de l'ERM
avec des **colorants de haute
pureté** pour une visualisation
nette et à fort contraste.

2 Pelez en toute confiance

Utilisez des **pincés rétines** conçues
pour offrir un contrôle optimal et
une sécurité maximale.

Moria

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 74 46 74
Fax : +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

CE 051
CE 0477

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria Surgical Spain
C. de Pablo Iglesias, 58,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - SPAIN
Phone: +34932896270
info@moria-spain.com
www.oftaltech.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

ALCHI.M.I.A. S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 - Ponte San Nicolò (PD)
ITALY
Phone: +39 049 89.62.074
Fax: +39 049 89.62.071
info@alchimisrl.com
www.alchimisrl.com

**Moria COMMERCIAL
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaoli Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax: +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria Limited
Suite 1904, 19th Floor,
ST. George's Building,
No. 2 Ice House Street,
Central - HONG KONG
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com



COLORANTS RÉTINIENS

TWIN

pour la coloration de l'ILM / de l'ERM



viewILM

pour la coloration de l'ILM



Cohésivité maximale

Permet un ciblage précis de la zone à colorer.



Excellent contraste

Met en évidence les membranes pour une identification fiable.



Cytotoxicité testée

Contrôle réalisé sur chaque lot afin de garantir la sécurité lors des chirurgies rétinienne. Pureté du Blulife® > 99 %.



Prêt à l'emploi

Seringues préremplies conçues pour offrir praticité, précision et sécurité.

COMPOSITION	TWIN	viewILM
Référence	RMB 004-00	RMB 003-00
Blulife® concentration	0,03%	
Concentration en bleu de trypan	0,18%	-
pH	7,00 - 7,40	
Concentration osmotique	340 - 365 mOsm/kg	
Endotoxines	< 0,5 EU/ml	
Durée de conservation	36 mois	
Conditionnement	6 seringues pré-remplies (0,7 ml)	

LA PRÉCISION POUR ATTEINDRE CHAQUE MEMBRANE

Une gamme complète de pinces à usage unique conçues pour répondre à tous les besoins de pelage des membranes du segment postérieur de la rétine



Précision et contrôle

- Rigidité optimale de la tige pour une stabilité accrue
- Pelage doux et parfaitement maîtrisé



Fluidité et sécurité

- Fermeture atraumatique des mors
- Préhension fiable et excellente réactivité



Ergonomie et praticité

- Commande bilatérale
- Indicateur de gauge coloré
- Tige métallique non réfléchissante pour une meilleure visibilité

Modèles	ILM	End-Grasping	Eckardt	Tano	Ultra-Grip	Yoneda
Référence (Pince rétine à manche plat)	17450 (23 / 25 / 27)	17554 (23 / 25 / 27)	17452 (23 / 25 / 27)	17454 (23 / 25 / 27)	17453 (23 / 25 / 27)	17455 (27)
Force de préhension	23G 25G ≥ 50 g •• 27G ≥ 30 g •				23G 25G ≥ 130G ••••	27G ≥ 80 g •••
Longueur de tige (mm)	23G	34,6	34,5	35,3	33,5	-
	25G	32,6	32,5	32,0	31,4	-
	27G	29,5	29,7	30,0	29,2	29,4
Conditionnement	5 unités / boîte					